

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 10/2023

# Uracil-N-Glycosylase (UNG, Glycerol-free)

**目录号:** CW3376S (100 U)

CW3376M (1000 U) CW3376L (10000U)

保存条件: -30~-15℃, 尽量避免反复冻融。

### 产品内容

Component	CW3376S	CW3376M	CW3376L
	100 U	1000 U	10000 U
Uracil-N-Glycosylase (UNG, Glycerol-free) (1 U/μL)	100 µL	1 mL	10 mL

### 产品简介

尿嘧啶-N-糖基化酶(UNG酶)也称为尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG酶),通过大肠杆菌表达纯化的重组酶,该蛋白分子量为25kD,可催化含尿嘧啶的单链和双链DNA释放游离尿嘧啶,并且对RNA无活性,主要应用于防止PCR扩增产物的污染。该酶作用机理为:在PCR反应中以dUTP代替dTTP,扩增产物片段中的T全部被U取代,形成了含dU碱基的PCR扩增产物。UNG酶能选择性断裂单链和双链DNA中U碱基的糖苷键,降解反应体系中含U的DNA,有效消除PCR产物的残留污染,大大降低扩增产物污染导致的假阳性,从而保证扩增的特异性和准确性。本品不含有冻干赋形成分,应用于冻干制品时可根据需求自定义添加。

### 单位定义

37℃, 60分钟内催化1 nmol尿嘧啶,从含尿嘧啶的DNA上释放所需要的酶量定义为一个单位。

## 质量控制

经检测无核酸内、外切酶活性,大肠杆菌宿主残留<1拷贝/U。

### 注意事项

- 1. 长期储存请置于-70℃保存,频繁使用请于-20℃ 保存。避免反复冻融,建议分装使用。
- 2. UNG可以在PCR反应前先清除不慎污染的U-DNA分子,一个实验室必须在所有的 PCR 反应中使用dUTP作为dNTP之一,使所有扩增产物都成为U-DNA。如单使用于 某个检测,T-DNA仍会积累,此抗污染系统也难以起到完全的作用。
- 3. UNG/dUTP系统是PCR试剂内部的一种防污染措施,为了防止PCR产物的污染, 尤其是在临检实验室中反复放大同一片段时,必须严格规范实验室的划分和操作。

#### 使用方法

按照以下体系配制PCR反应液

1. PCR反应体系

试剂	50 μL体系	终浓度
Taq PCR Buffer, 10×	5 µL	1×
dUTP, 10 mM	1 μL	200 μM
dCTP/dGTP/dATP,10 mM each	1 μL	200 µM
dTTP,10 mM each	0.5uL	100 µM
Template DNA	X uL	-
Forward Primer,10 μM	1 μL	0.2 µM
Reverse Primer,10 μM	1 μL	0.2 µM
Taq DNA polymerase (5U/µL)	0.5 µL	2.5 U/50 µL
Uracil-N-Glycosylase (UNG, Glycerol-free)(1 U/µL)	0.2 µL	0.2 U/50 μL
ddH₂O	Up to 50 µL	

2. PCR反应条件(具体PCR程序需要根据实验实际需要做调整)

步骤	温度	时间	循环数
UNG消化 预变性 变性 退火	37~50℃ 95℃ 94℃ 55~65℃	5~10 min 10 min 30 sec 30 sec 1 kb/min	→ 30~40 cycles
延伸	72℃	1 kb/min	oo 40 Oyolos

#### 注意:

通常将Taq酶与UNG酶按一定的比例加入PCR反应体系中,先于37℃-50℃范围内消化5-10分钟,然后95℃ 10分钟灭活,(同时这一步也达到预变性和热启动的效果),随后进行PCR扩增。UNG酶的反应可以在37℃-50℃,5-10分钟的范围内变化,可以根据实验的需要进行调整。

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途