

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 09/2023

Cod Uracil-DNA Glycosylase

目录号: CW3367S (100 U)

CW3367M (1000 U)

保存条件: -30~-15℃,尽量避免反复冻融。

产品内容

Component	CW3367S 100 U	CW3367M 1000 U
Cod Uracil-DNA Glycosylase (1U/µL)	100 μL	1 mL

产品简介

Cod Uracil-DNA Glycosylase由克隆有来自大西洋鳕鱼(Atlantic cod)UNG基因的重组E.coli菌株表达并经过多步纯化精制得到。 UNG(Uracil-DNA Glycosylase,尿嘧啶-DNA糖基化酶)可催化水解含有dU的DNA单链或双链的尿嘧啶碱基和糖磷酸骨架的N-糖苷键,释放游离尿嘧啶,由此产生的无碱基位点很容易被水解断裂。本品对高温敏感,50℃以上就可以使酶不可逆失活,可适用于PCR、qPCR、RT-PCR、RT-qPCR体系。

单位定义

37℃,60分钟内催化1 nmol尿嘧啶,从含尿嘧啶的DNA上释放所需要的酶量定义为 一个单位。

质量控制

经检测无核酸内、外切酶活性,大肠杆菌宿主残留<1拷贝/U。

注意事项

- 1. 尽量避免反复冻融,大包装建议分装使用。
- 2. UNG可以在PCR反应前先清除不慎污染的U-DNA分子,一个实验室必须在所有的 PCR 反应中使用dUTP作为dNTP之一,使所有扩增产物都成为U-DNA。如单使用 于某个检测,T-DNA仍会积累,此抗污染系统也难以起到完全的作用。
- 3. UNG/dUTP系统是PCR试剂内部的一种防污染措施,为了防止PCR产物的污染, 尤其是在临检实验室中反复放大同一片段时,必须严格规范实验室的划分和操作。

使用方法

1. 以下举例为Taq反应体系防止PCR产物污染的使用方法,实际应用可应根据具体实验进行改进和优化。

试剂	反应体系	终浓度
10× PCR buffer (含Mg²+)	2.5 µL	1×
dUTP, 10 mM ¹⁾	1 μL	0.4 mM
dCTP/dGTP/dATP/dTTP,10 mM each	h ²⁾ 0.5 μL	0.2 mM
Template DNA	Optional	-
Forward Primer,10 μM	1 μL	0.4 μM
Reverse Primer,10 µM	1 μL	0.4 μM
Taq DNA polymerase (5U/µL)	0.5 µL	0.1 U/µL
Cod Uracil-DNA Glycosylase3)	1 μL	0.04 U/µL
ddH₂O	Up to 25 μL	

注意:1)根据实验需要,dUTP终浓度可以在0.2-0.6 mM调整;

- 2) 可选择掺入0.2 mM dTTP;
- 3)可根据污染程度调整酶加入量
- 2. PCR反应条件(具体PCR程序需要根据实验实际需要做调整)

步骤	温度	时间	循环	
降解含U的模板	25 °C¹)	10 min ²⁾	1	
UNG酶失活,模板预变性	95℃	2 min	1	
变性	95℃	5 sec	١ 40	
退火、延伸	60℃	40 sec	} 40	

注意:1) Cod Uracil-DNA Glycosylase 在20℃-37℃之间均有较高活性;

2) 反应时间可以根据实验需要在5-10 min调整

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途