

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 01/2021

Soluble TMB Kit (20×) TMB底物显色试剂盒 (可溶型, 20×)

目录号: CW0050S (100 ml)

保存条件: 2-8℃

产品内容

Component	CW0050S
	100 ml
20×TMB-A	5 ml
1×TMB-B	2×50 ml

产品简介

TMB(3', 3', 5', 5', -四甲基联苯胺)是辣根过氧化物酶(HRP)的显色底物,是目前HRP系统ELISA实验的常用显色试剂。TMB显色底物工作液在HRP的催化下,形成蓝色的阳离子产物,在370 nm和652 nm处有主要吸收峰。加酸终止反应后,蓝色转变为黄色,可以在450 nm波长下测定。本试剂盒使用方便,灵敏度高,效果稳定,颜色产物为可溶性,适用于ELISA,不推荐用于IHC实验。

注意事项

- 1. 显色工作液应即用即配,放置超过10分钟会影响显色效果。
- 2. TMB颜色底物显色后,随着时间的延长,颜色会逐渐消退,因此显色并终止反应后应尽快读值,否则会影响检测的准确性。
- 3. 以96孔酶标板每孔用量100 μl显色工作液计算, 5 ml 20×TMB Kit 可完成1000孔样 品的检测。
- 4. 本产品仅限于科研,不能用于人体实验或人体治疗。

操作步骤

1. TMB显色工作液配制:

根据实验需用量,将20×TMB-A和1×TMB-B以1:19的比例均匀混合,即配制成为TMB显色工作液。

- 2. 显色:
 - 1) 经HRP标记物孵育并充分洗涤后、酶标板每孔中加100 µl TMB显色工作液。
 - 2) 室温避光孵育25-30分钟, 反应产物呈蓝色。
 - 3) 每孔加50 µl 0.5M H₂SO₄ 终止显色,此时蓝色产物变为亮黄色。
 - 4) 将酶标板置于酶标仪中, 450 nm波长下读取数据。

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途

技术支持: service@cwbiotech.com 网址: www.cwbio.com