

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 01/2023

# **WarmStart Bst 3.0 Enzyme Mix**

目录号: CW3337S (200 µL)

保存条件: -20℃。

### 产品内容

Component	CW3337S 200 μL
WarmStart Bst 3.0 Enzyme Mix	200 µL
10×Bst 3.0 Reaction Buffer	1.5 mL
100 mM MgSO <sub>4</sub> Solution	1.5 mL

## 产品简介

WarmStart Bst 3.0 Enzyme Mix是一种包含WarmStart Bst DNA聚合酶、耐高温逆转录酶的混合酶。WarmStart Bst 3.0在Bst3.0的基础上增加修饰,消除了在室温条件下建立反应时产生的非特异性扩增,且不需要单独的激活步骤,可以提高反应的特异性。耐高温逆转录酶是经基因工程改造的新酶,其cDNA合成速度快且热稳定性大幅度提高,可耐受高达60℃的反应温度,适合具有复杂二级结构的RNA模板的逆转录反应。WarmStart Bst 3.0 Enzyme Mix可应用于以RNA或DNA为模板的等温扩增反应(LAMP/RT-LAMP)。

#### 产品应用

本产品适用于RT-LAMP、LAMP、RCA、CPA等多种等温扩增反应

### 热失活

80℃温育5min即可失活。

### 使用方法

#### 等温扩增(LAMP/RT-LAMP)操作指南:

将下列组分按比例混合后置于60℃温育30-60min,80℃孵育5min失活。

组分	25µL反应体系	终浓度
10×Bst 3.0 Reaction Buffer	2.5µL	1× (含2mM MgSO <sub>4</sub> )
100 mM MgSO <sub>4</sub> Solution	1.5µL	6 mM (共8mM)
dNTP Mix (10mM)	3.5µL	每种1.4mM
Primer Mix (25×)	1µL	
WarmStart Bst 3.0 Enzyme Mix	0.5-1µL	
DNA /RNA Sample	可变	
无菌水	补充至25μL	
总体积	25µL	

#### 注意:

- 1) 引物由4个或6个(含Loop) 引物组成, 25×引物包括: 40μM FIP, 40μM BIP, 5μM F3, 5μM B3, 10μM LoopF, 10μM LoopB;
- 2) 如需优化反应,可调整Mq<sup>2+</sup>浓度(4-10mM),酶量(0.25-1.5μL)或引物浓度;
- 3)请勿剧烈振荡,剧烈的振荡混合会使酶失活;
- 4)加完体系确保反应体系中没有气泡。

技术支持: service@cwbiotech.com 网址: www.cwbio.com