

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 01/2021

Protein Silver Stain Kit 蛋白银染试剂盒

目录号: CW2012S (20 preps)

保存条件:室温

产品内容

Component	CW2012S
	20 preps
Silver Stain Sensitizer (500×)	2×1 ml
Silver Stain Enhancer	3 ml
Silver Stain	2×250 ml
Silver Stain Developer	4×125 ml

产品简介

本试剂盒采用高灵敏度的银染染料,可应用于变性胶及非变性胶的蛋白染色,具有目的条带清晰、背景低、操作时间可灵活控制的优点。另外,本试剂盒增加了一步短时敏化作用步骤,可明显降低背景及提升目的条带的亮度。

注意事项

- 1. 请提前准备50 ml固定液 (超纯水: 乙醇: 冰醋酸=6:3:1) 、50 ml洗脱液 (10%乙醇) 和50 ml终止液 (5%的冰醋酸)。
- 2. 操作时请使用去离子水和洁净的玻璃或塑料器皿,须戴一次性手套进行操作。
- 3. 整个银染过程需在摇床上进行,**摇床转速约60 rpm左右**。
- 4. 需自备乙醇,冰醋酸。

使用说明

以下操作步骤中各溶液的用量以大小为**8.5×5.5 cm**、厚度为1.0 mm的凝胶为例,以凝胶全部浸没到溶液为准,置于摇床上操作,一般用量**25 ml**。对于大型凝胶,各溶液的使用量需按凝胶体积的比列放大。

请提前准备好50 ml固定液(超纯水:乙醇:冰醋酸=6:3:1)、50 ml洗脱液(10%乙醇)和50 ml终 止液(5%的冰醋酸)。

- 1. 水洗: 电泳完成后, 用超纯水洗胶2次, 每次洗涤5分钟。
- 2. 固定: 用25 ml固定液固定凝胶2次,每次固定15分钟。
- 3. 洗脱: 用洗脱液洗胶2次, 每次洗涤5分钟。
- 4. 水洗: 用超纯水洗胶2次,每次洗涤5分钟。
- 5. 增敏: 将上一步洗好的凝胶置于银染增敏工作液中,室温下准确孵育1分钟后用超纯水洗胶3次,每次洗涤20秒。

银染增敏工作液的配制: 取50 µl Silver Stain Sensitizer (500×)加入到25 ml超纯水中,混匀。

6. 银染: 弃去超纯水,将凝胶置于银染工作液中孵育30分钟。

银染工作液的配制: 取25ml Silver Stain加入50 µl Silver Stain Enhancer混匀。


- 7. 水洗: 用超纯水快速洗胶2次,每次洗涤准确控制为20秒。
- 8. 显影: 立即将洗好的凝胶浸没在显影液中,室温孵育2-3分钟,直至蛋白条带显示清晰。

显影液的配制: 取25ml Silver Stain Developer加入30μl Silver Stain Enhancer混匀。

注意:显影30秒内,蛋白条带开始显现,继续显影至2-3分钟。若蛋白条带显色较浅,可适当延长显影时间至5分钟及以上。

9. 终止: 用终止液洗去凝胶上的显影液后,将凝胶浸泡在新的终止液中反应10分钟。

实验图例



BSA蛋白样品经过10%的SDS-PAGE 凝胶电泳后银染结果

BSA蛋白分子量约为66 kD, 上样量从 左到右分别为50 ng, 10 ng, 5 ng

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途

技术支持: service@cwbiotech.com

网址: www.cwbio.com