



# UltraPure dNTP Mix(10 mM each)

目录号：CW0722S (1 ml)

CW0722M (5 ml)

保存条件：-20℃

## 产品内容

Component	CW0722S	CW0722M
UltraPure dNTP Mix (10 mM each)	1 ml	5×1ml

## 产品简介

本产品是dATP、dGTP、dCTP、dTTP的等摩尔数混合物（各10mM），可与所有的耐热聚合酶配套使用。UltraPure dNTP纯度均达到99%以上。

## 使用方法

UltraPure dNTP (10 mM each )可直接使用，或用调节至中性（PH7.5 左右）的无菌超纯水稀释至适当浓度使用。可用于要求较高的PCR反应（如Real-time PCR）、DNA序列测定、分子标记、cDNA合成等。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途