

CWBIO 康为世纪

分子原料宝典

解锁分子奥秘 科技前沿 品质之选



www.cwbio.com

目录

CONTENTS



样本采集与保存	01
核酸提取	07
NGS建库	22
分子检测原料酶	28
生物医药	36
蛋白检测	38

样本采集 与保存



游离核酸样本保存

除了游离核酸保存之外，白细胞基因组也可以保存

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
-----	------	----	-----	------

血液样本

👍	CWY025M	一次性使用游离DNA保存管	10 mL, 50 支/盒	无菌、PET材质	苏械注准 20192220059
	CWY030M	一次性使用游离DNA保存管	5 mL, 50 支/盒	无菌、PET材质	
👍	CWY036M	一次性使用游离DNA保存管	10 mL, 50 支/盒	玻璃材质	
	CWY037M	一次性使用游离DNA保存管	5 mL, 50 支/盒	玻璃材质	
	CWY044M	一次性使用游离DNA保存管	10 mL, 50 支/盒	胶塞、玻璃材质	
	CWY044M-C	一次性使用游离DNA保存管	10 mL, 50 支/盒	迷彩管盖、玻璃材质	
	CWY053M	一次性使用游离DNA保存管	10 mL, 50 支/盒	无菌、玻璃材质	
	CWY054M	一次性使用游离DNA保存管	5 mL, 50 支/盒	无菌、玻璃材质	
	CWY055M	一次性使用游离DNA保存管	10 mL, 50 支/盒	无菌、雾化管、PET材质	
	CWY056M	一次性使用游离DNA保存管	5 mL, 50 支/盒	无菌、雾化管、PET材质	
	CW2815M	cfDNA Storage Tube (PET, 10 mL) cfDNA样本保存管 (PET, 10 mL)	10 mL, 50 支/盒	PET材质	—
	CW2814M	cfDNA Storage Tube (PET, 5 mL) cfDNA样本保存管 (PET, 5 mL)	5 mL, 50 支/盒	PET材质	—
	CW2816M	Cell-Free DNA Storage Tube (10 mL) 游离DNA样本保存管 (10 mL)	10 mL, 50 支/盒	玻璃材质	—
	CW2817M	Cell-Free DNA Storage Tube (5 mL) 游离DNA样本保存管 (5 mL)	5 mL, 50 支/盒	玻璃材质	—

尿液样本

👍	CWY021M	一次性使用尿液采集保存管	10 套/盒	常温运输和保存游离DNA 长达7天	苏泰械备 20170165
	CW2657M	Urine DNA Storage Tube 尿液DNA样本保存管	10 套/盒	常温运输和保存游离DNA 长达7天	—

组织样本保存



目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CWY042S	组织样本保存液	10×5 mL	适用于动物组织样本、植物组织样本、组织培养细胞、悬浮细胞、全血中的白细胞、真菌、细菌等多种样本的DNA和RNA保存	苏泰械备20190201
CWY042M	组织样本保存液	100 mL		
CWY042L	组织样本保存液	500 mL		
CWY123M	组织样本保存液	1 mL, 80 支/盒		
CWY124M	组织样本保存液 II型	1 mL, 80 支/盒	适用于幽门螺杆菌胃活检组织标本的转运保存	
CW2689S	RNA Storage Tube 组织样本RNA保存管	10×5 mL	适用于动物组织样本、植物组织样本、组织培养细胞、悬浮细胞、全血中的白细胞、真菌、细菌等多种样本的DNA和RNA保存	—
CW2690M	RNA Storage Tube 组织样本RNA保存管	1 mL, 80 支/盒		—
CW0592S	RNAstore	100 mL		—
CW0592M	RNA组织样本保存液	500 mL		—

唾液核酸样本保存



目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CWY040M	一次性使用唾液采集器（负压型）	20 套/盒	室温保存样本中的DNA两年，RNA至少1个月	苏泰械备20190146
CWY137S	一次性使用唾液采集器（漏斗型）	1 套/盒	室温保存样本中的DNA长达12个月	
CW2667M	Saliva DNA Storage Tube 唾液DNA样本保存管	20 套/盒	室温保存样本中的DNA两年，RNA至少1个月	—

粪便核酸样本保存



目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CWY041S	一次性使用粪便采集保存管	5 mL	非裂解型保存液：需要取粪便保存管中的粪便应用：肠道微生物，大众健康 DNA	苏泰械备20190177
CWY041M	一次性使用粪便采集保存管	30 mL		
CWY041L	一次性使用粪便采集保存管	50 mL	裂解型保存液：直接采用保存管内上清液应用于：革兰氏阴性菌普筛（如：HP），肠道肿瘤筛查 DNA	
CWY115L	一次性使用粪便采集保存管	50 mL	稳定保存人源核酸14天 RNA	
CW2654M	Fecal DNA Storage Tube (5 mL) 粪便DNA样本保存管 (5 mL)	20套	非裂解型保存液：需要取粪便保存管中的粪便应用：肠道微生物，大众健康	—

拭子核酸样本保存

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
 CW2658M	Swab DNA Storage Tube 口腔拭子DNA样本保存管	50 套 (每套含2支采样拭子)	能够常温保存口腔拭子DNA 长达12个月	—
CW2659M	Swab DNA Storage Tube 口腔拭子DNA样本保存管	50 套 (每套含1支采样拭子)	能够常温保存口腔拭子DNA 长达12个月	—
CWY072H	一次性使用病毒采样管	3 mL/支, 50套/包, 保存管10 mL, 1咽拭子	拭子采立检, 可灭活直扩, 含指示剂	苏泰械备 20200729
CWY072H-12	一次性使用病毒采样管	12 mL/支, 250套/包, 保存管30 mL, 20咽拭子		
CWY072H-6	一次性使用病毒采样管	6 mL/支, 50套/包, 保存管10 mL, 10咽拭子		
CWY072L	一次性使用病毒采样管	3 mL/支, 100套/包, 保存管5 mL, 1咽拭子		
CWY072M	一次性使用病毒采样管	1 mL/支, 100套/包, 保存管2 mL, 1咽拭子		
CWY073M	样本保存液	400 μL/支, 100套/包, 保存管2 mL	适用于采样后咽拭子、鼻拭子 或特定部位组织样本的保存	苏泰械备 20200064
CWY075HB-3	样本保存液	3 mL/支, 50套/包, 保存管10 mL	拭子样本保存, 含指示剂	
CWY075HB-6	样本保存液	6 mL/支, 50套/包, 保存管10 mL		
CWY076HB	样本保存液	3 mL/支, 50支/盒, 保存管10 mL	适用于采样后咽拭子、鼻 拭子或特定部位组织样本 的保存	
CWY076L	样本保存液	3 mL/支, 100套/包, 保存管5 mL		
CWY076L-1.5	样本保存液	1.5 mL/支, 100套/包, 保存管5 mL		
 CWY076M	样本保存液	1 mL/支, 100套/包, 保存管2 mL		
CWY078H	样本保存液	3 mL/支, 100套/包, 保存管10 mL	(不灭活、直扩型, 免提取) 适用于采样后咽拭子、鼻 拭子或特定部位组织样本 的保存	苏泰械备 20200532
CWY078L	样本保存液	3 mL/支, 100套/包, 保存管5 mL		
CWY079H	一次性使用病毒采样管	II型, 3 mL/支, 50套/包, 保存管10 mL	拭子采样, 可培养: 2-8度 运输2-3天, 病毒到疾控或 者医院之后可以加培养基 继续培养, 含指示剂	苏泰械备 20200124
CWY079H-6	一次性使用病毒采样管	II型, 6 mL/支, 50套/包, 保存管10 mL		
CWY079L	一次性使用病毒采样管	II型, 3 mL/支, 100套/包, 保存管10 mL		

拭子核酸样本保存

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CWY102H	样本释放剂	3 mL/支, 50支/盒, 保存管10 mL, 1咽拭子	拭子、痰液唾液、抽取类 物质保存, 含指示剂	苏泰械备 20210098
CWY102H-6-NS	样本释放剂	6 mL/支, 50支/盒, 保存管10 mL		
CWY102H-NS	样本释放剂	3 mL/支, 50支/盒, 保存管10 mL		
CWY102H-YB	样本释放剂	3 mL/支, 50支/盒, 保存管10 mL, 1咽1鼻		
CWY102L	样本释放剂	3 mL/支, 100支/盒, 保存管5 mL, 1咽拭子		
CWY102L-1	样本释放剂	1 mL/支, 100支/盒, 保存管5 mL		
CWY087H	一次性采样拭子	I型: 鼻拭子, 100支/包	用于样本的收集	苏泰械备 20190212
CWY087M	一次性采样拭子	II型: 咽拭子, 100支/包	用于样本的收集	

样品采集卡

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
 CWY050M	DNA样本保持卡 (II型)	100 张/套	用于存储DNA的新型介质, 能够将DNA结合于卡片上, 专为室温下血液样品的收集、运输和存储而设计	苏泰械备 20190177
 CWY130S	DNA样本保持卡 (I型)	1 张/套	无需提取: DNA可直接被水洗脱, 安全性高: 对样品中致病微生物或病毒灭活, 避免对操作人员的污染	
CW3170S	一次性使用拭子 (宫颈采样刷)	20 支/包	刷型独立包装、无菌 (环氧乙烷灭菌)	苏械注准 20152220700
CW2662M	Blood Capture Card 血液样本采集卡	100 张/套	用于存储DNA的新型介质, 能够将DNA结合于卡片上, 专为室温下血液样品的收集、运输和存储而设计	—
CW2663M	Sample Capture Standard Card (Elution) 样品采集标准卡 (洗脱型)	100 张/套	用于存储DNA的新型介质, 能够将DNA结合于卡片上, 专为室温下血液样品的收集、运输和存储而设计	—
 CW2669S	HPV Capture Card HPV保持卡	1 张/套	无需提取: DNA可直接被水洗脱 安全性高: 对样品中致病微生物或病毒灭活, 避免对操作人员的污染	—

病原微生物保存

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CW3153S	Microorganism Sample Storage Tube 病原微生物DNA保存管	50*1 mL	适用于采样后痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、脓液、胸腹水、拭子（肛拭子、脓液拭子）或特定部位组织样本的保存	—
 CW3157M	Pathogenic Microorganism DNA/RNA Storage Tube 病原微生物DNA/RNA保存管	50*2 mL		—

血液RNA保存

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CW2691S	Blood RNA Storage Tube (PET, 5 mL) 血液RNA保存管 (PET, 5 mL)	5 tubes	可在常温条件下（15-30℃）稳定保存血液中RNA不被降解至少7天，4℃条件下14天	—
 CW2691M	Blood RNA Storage Tube (PET, 5 mL) 血液RNA保存管 (PET, 5 mL)	50 tubes		—

PBMC分离

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
CW3177S	Blood Mononuclear Cell Preparation Tube 血液单个核细胞分离管	5 mL 5 tubes	简化分离外周血单个核细胞的步骤，整个分离过程只有10 min，且密闭，操作简单	—
 CW3177M		5 mL 50 tubes		

核酸清除剂

目录号	产品名称	规格	关键词	备案凭证
 CWY108S	清洗液	250 mL/瓶, 1 瓶/盒	清除病毒、降解核酸、清除RNA酶；喷洒后无需擦拭	苏泰械备20210564
CWY108L		5 L/桶, 2 桶/箱		
 CW3141S	RNase and DNA Remover RNA酶和DNA清除剂	250 mL	高效的 RNase灭活及DNA清洁剂	—

核酸提取



游离核酸提取

适用于血清、血浆、尿液、羊水等无细胞体液

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

游离DNA提取游离DNA提取

👍	CW2522S	Magbead Free-Circulating DNA Kit 磁珠法游离DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 300 μ L小提
👍	CWY007S	核酸提取或纯化试剂	型号一, 96 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 300 μ L小提
👍	CWY007M	核酸提取或纯化试剂	型号一, 400 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 300 μ L小提
👍	CWY007S-32	核酸提取或纯化试剂	型号二, 96 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 300 μ L小提; 32通道预装
👍	CWY007S-96	核酸提取或纯化试剂	型号三, 96次/盒	磁珠法; 游离DNA; 300 μ L、600 μ L小提; 96通道预装
👍	CW2560S	Magbead Free-Circulating DNA Maxi Kit 磁珠法大体积游离DNA提取试剂盒	2 mL×48 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 1-10 mL大提
👍	CWY052S	核酸提取或纯化试剂	型号一: 48 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 1-10 mL大提
👍	CWY052S-24	核酸提取或纯化试剂	型号二: 24 次/盒	磁珠法; 游离DNA; 2-4 mL大提; 24通道预装
	CW2603S	CWhipro Circulating Nucleic Acid Kit 游离DNA小量提取试剂盒 (0.1-1 mL)	50 次/盒	柱式; 游离DNA; 0.1-1 mL小提
	CWY020S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式; 游离DNA; 0.1-1 mL小提
	CW2612S	CWhipro Circulating DNA Midi Kit 游离DNA中量提取试剂盒 (负压法, 1-5 mL)	10 次/盒	负压柱式; 游离DNA; 1-5 mL 中提
	CW2612M	CWhipro Circulating DNA Midi Kit 游离DNA中量提取试剂盒 (负压法, 1-5 mL)	50 次/盒	负压柱式; 游离DNA; 1-5 mL 中提
	CWY016S	核酸提取或纯化试剂	10 次/盒	负压柱式; 游离DNA; 1-5 mL 中提
	CWY016M	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	负压柱式; 游离DNA; 1-5 mL 中提

游离RNA提取

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

CW2281S	RNApure Circulating Reagent 游离RNA (血清血浆尿液) 提取试剂	50 次/盒	柱式; 游离RNA
---------	--	--------	-----------

血液提取

目录号

产品名称

规格

关键词

血液基因组DNA提取

CWY001S	核酸提取或纯化试剂	500 次/盒	沉淀法; 0.1-20 mL 新鲜或冷冻全血
CWY001M	核酸提取或纯化试剂	2000 次/盒	沉淀法; 0.1-20 mL 新鲜或冷冻全血
CWY012S	核酸提取或纯化试剂	20 次/盒	柱式; 200 μ L 新鲜或冷冻全血
CWY012M	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式; 200 μ L 新鲜或冷冻全血
CWY012L	核酸提取或纯化试剂	200 次/盒	柱式; 200 μ L 新鲜或冷冻全血
CW2087S	Blood Genomic DNA Mini Kit (0.1-1 mL) 血液基因组柱式小量提取试剂盒(0.1-1 mL)	50 次/盒	柱式; 0.1-1 mL 新鲜或冷冻全血
CW2087M	Blood Genomic DNA Mini Kit (0.1-1 mL) 血液基因组柱式小量提取试剂盒 (0.1-1 mL)	200 次/盒	柱式; 0.1-1 mL 新鲜或冷冻全血
CW0541S	Blood Genomic DNA Midi Kit (1-5mL) 血液基因组柱式中量提取试剂盒 (1-5 mL)	50 次/盒	柱式; 1-5 mL 新鲜或冷冻全血
CW0544M	FlexGen Blood DNA Kit (0.1-20 mL) 血液基因组非柱式提取试剂盒(0.1-20 mL)	200 mL	非柱式; 0.1-20 mL 新鲜或冷冻全血
CW2361S	Magbead Blood DNA Kit 磁珠法血液DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法; 200 μ L 血液
CW2517S	CWE2100 Magbead Blood DNAMini Kit (0.3-1.0 mL) 磁珠法血液DNA小量提取试剂盒(0.3-1.0 mL)	200 mL	柱式; 0.1-20 mL 新鲜或冷冻全血
CW2525S	CWE2100 Blood DNA Kit CWE2100血液DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法; CWE2100匹配, 300 μ L 血液/唾液
CW2526S	CWE2100 Blood DNA Kit (Auto Plate) CWE2100血液DNA提取试剂盒 (预装版)	96 次/盒	磁珠法; CWE2100匹配, 300 μ L 血液; 32通道预装
CW2534S	CWE960 Blood DNA Kit (Auto Plate) CWE960血液DNA提取试剂盒 (预装型)	96 次/盒	磁珠法; CWE960匹配, 300 μ L 血液; 96通道预装
CW2534S-K	CWE960 Blood DNA Kit (Auto Plate) CWE960血液DNA提取试剂盒 (预装型)	96 次/盒	磁珠法; CWE960匹配, 300 μ L 血液; 96通道预装
CW2543S	CWE2100 Blood DNA Kit V2 (Auto Plate) CWE2100 血液DNA提取试剂盒 V2 (预装型)	96 次/盒	磁珠法; CWE2100匹配, 300 μ L 血液; 32通道预装
CW3052S-K	CWE960 Blood DNA Kit (Auto Plate) CWE960血液DNA提取试剂盒 (预装型)	96 次/盒	磁珠法; CWE960匹配, 300 μ L 血液; 96通道预装
CW3074S	CWE960 Blood DNA Kit (Auto Plate) CWE960血液DNA提取试剂盒 (预装型)	96 次/盒	磁珠法; CWE960匹配, 300 μ L 血液; 96通道预装
CWY005S	核酸提取或纯化试剂	瓶装I型: 100 次/盒	磁珠法; 300 μ L 血液; 高得率
CWY005M	核酸提取或纯化试剂	瓶装I型: 400 次/盒	磁珠法; 300 μ L 血液; 高得率
CWY005S-32	预装II型: 96 次/盒	预装II型: 96 次/盒	磁珠法; 300 μ L 血液; 高得率; 32通道预装
CWY005S-96	预装II型: 96 次/盒	预装III型: 96 次/盒	磁珠法; 300 μ L 血液; 高得率; 32通道预装

血液提取

目录号

产品名称

规格

关键词

血液基因组DNA提取

👍	CWY129S	核酸提取或纯化试剂	瓶装II型: 96 次/盒	磁珠法; 抗凝全血、白膜层、口腔拭子、唾液; 高纯度
👍	CWY129S-32	核酸提取或纯化试剂	预装IV型: 96 次/盒	磁珠法; 抗凝全血、白膜层、口腔拭子、唾液; 高纯度; 32通道预装
👍	CWY129S-96	核酸提取或纯化试剂	预装IV型: 96 次/盒	磁珠法; 抗凝全血、白膜层、口腔拭子、唾液; 高纯度; 96通道预装
👍	CW3074S	CWE960 Blood DNA Kit (Auto Plate) CWE960血液DNA提取试剂盒 (预装型)	96 次/盒	磁珠法; CWE960匹配, 300 μ L血液; 96通道预装
👍	CWY134S-96	核酸提取或纯化试剂	预装VI型: 96 次/盒	磁珠法; CWE960匹配, 300 μ L血液; 96通道预装
	CWY049S	核酸提取或纯化试剂	96 次/盒	磁珠法; 0.3-1.0 mL的抗凝血; 红细胞裂解
	CWY091S	核酸提取或纯化试剂	96 次/盒	磁珠法; 300 μ L血液样品或细胞

血液RNA提取

	CW0582S	RNApure Blood Kit 血液RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式; 0.5-1.5 mL新鲜全血; RNA提取
	CWY027S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式; 0.5-1.5 mL新鲜全血; RNA提取

血片基因组DNA提取

👍	CW2504S	Magbead Blood Spots DNA Kit 磁珠法血片DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法; 1片6 mm、4片3 mm血片
👍	CW2504S-32	Magbead Blood Spots DNA Kit (32 Auto Plate)	96 次/盒	磁珠法; 1片6 mm、4片3 mm血片; 32通道预装
👍	CW2504S-96	Magbead Blood Spots DNA Kit (96 Auto Plate)	96 次/盒	磁珠法; 1片6 mm、4片3 mm血片; 96通道预装
👍	CWY006S	核酸提取或纯化试剂	96 次/盒	磁珠法; 1片6 mm、4片3 mm血片; 32通道预装

FFPE 提取

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

FFPE DNA 提取

👍	CW2646S	NuClean FFPE DNA Kit 新型固定组织DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；福尔马林固定、石蜡包埋组织； 不涉及二甲苯脱蜡
	CWY009S	核酸提取或纯化试剂	型号三，24 次/盒	柱式
	CWY017S	核酸提取或纯化试剂	型号一，50 次/盒	柱式；福尔马林固定、石蜡包埋组织； 不涉及二甲苯脱蜡
	CWY017M	核酸提取或纯化试剂	型号一，200 次/盒	
👍	CW2558S	NuClean Magbead FFPE DNA Kit 新型磁珠法固定组织DNA提取试剂盒	32 次/盒	磁珠法；福尔马林固定、石蜡包埋组织
	CW2558M	NuClean Magbead FFPE DNA Kit 新型磁珠法固定组织DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法；福尔马林固定、石蜡包埋组织
👍	CWY039S	核酸提取或纯化试剂	型号一，96 次/盒	磁珠法；福尔马林固定、石蜡包埋组织
👍	CWY039S-32	核酸提取或纯化试剂	型号二，50 次/盒	磁珠法；福尔马林固定、石蜡包埋组织； 32通道预装
👍	CWY039S-96	核酸提取或纯化试剂	型号三，96 次/盒	磁珠法；福尔马林固定、石蜡包埋组织； 96通道预装
	CW3060S	CWE2100 FFPE DNA Kit (Auto Plate) CWE2100 磁珠法固定组织DNA提取试剂 盒(预装型)	96 次/盒	磁珠法；CWE2100匹配；福尔马林固定、 石蜡包埋组织；32通道预装

FFPE RNA 提取

	CW0535S	RNApure FFPE Kit 固定组织RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；福尔马林固定、石蜡包埋组织； RNA提取
	CWY032S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式；福尔马林固定、石蜡包埋组织； RNA提取
	CWY133S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	磁珠法；福尔马林固定、石蜡包埋组织； RNA提取

FFPE DNA/RNA 共提取

	CW3145S	FFPE DNA/RNA Kit 固定组织DNA/RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；福尔马林固定、石蜡包埋组织； DNA/RNA共提取
👍	CWY118S	核酸提取或纯化试剂	型号二，50次/盒	柱式；福尔马林固定、石蜡包埋组织； DNA/RNA共提取

粪便提取

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW2091S	Soil And Stool DNA Kit 土壤与粪便DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；沉淀型，用于肠道微生物提取
CWY094S	核酸提取或纯化试剂	型号一：50 次/盒	柱式；沉淀型，用于肠道微生物提取
CWY094M	核酸提取或纯化试剂	型号一：200 次/盒	柱式；沉淀型，用于肠道微生物提取
CWY095T-C	核酸提取或纯化试剂	型号七，24 次/盒	柱式；上清型，小体积300μL磁珠瓶装，用于幽门检测
CWY095S-C	核酸提取或纯化试剂	型号七，96 次/盒	柱式；上清型，小体积300μL磁珠瓶装，用于幽门检测
 CW2092S	Stool Genomic DNA Kit 粪便基因组DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；从土壤或粪便样本中提取总DNA，包括样本中的细胞、细菌、寄生虫以及病毒的总DNA
 CW2556M	Magbead Soil And Stool DNA Kit 磁珠法土壤与粪便DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法；沉淀型，磁珠瓶装，用于肠道微生物提取
CWY121S	核酸提取或纯化试剂	型号二：96 次/盒	磁珠法；沉淀型，磁珠瓶装，用于肠道微生物提取
CWY121S-32	核酸提取或纯化试剂	型号三：96 次/盒	磁珠法；沉淀型，磁珠瓶装，用于肠道微生物提取；32通道预装
CWY095S-M	核酸提取或纯化试剂	型号八，96 次/盒	磁珠法；上清型，小体积300μL磁珠瓶装，用于幽门检测
CWY095T-M	核酸提取或纯化试剂	型号八，24 次/盒	磁珠法；上清型，小体积300μL磁珠瓶装，用于幽门检测
CWY095SE32	核酸提取或纯化试剂	型号二，96 次/盒	磁珠法；上清型，小体积300μL磁珠32预装，用于幽门检测
CWY095SE96	核酸提取或纯化试剂	型号三，96 次/盒	磁珠法；上清型，小体积300μL磁珠96预装，用于幽门检测
 CWY095S	核酸提取或纯化试剂	型号一，96 次/盒	磁珠法；上清型，中体积1.35 mL磁珠瓶装，用于肠癌筛查
CW3067S	Magbead Stool DNA Midi Kit (24 Auto Plate) 磁珠法粪便DNA中量提取试剂盒 (24通道预装型)	24 次/盒	磁珠法；上清型，中体积1.35 mL磁珠24预装，用于肠癌筛查
CWY095S-24	核酸提取或纯化试剂	型号五，24 次/盒	磁珠法；上清型，中体积1.35 mL磁珠24预装，用于肠癌筛查
CW3062S	Magbead Stool DNA Kit (24 Auto Plate) 磁珠法粪便基因组DNA提取试剂盒 (24通道预装型)	24 次/盒	磁珠法；上清型，大体积3 mL磁珠24预装，用于肠癌筛查
CWY095SE24	核酸提取或纯化试剂	型号四，24 次/盒	磁珠法；上清型，大体积3 mL磁珠24预装，用于肠癌筛查

植物提取

目录号

产品名称

规格

关键词

植物DNA提取

	CW0553S	Plant Genomic DNA Kit 植物基因组DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；植物组织和植物干粉；CTAB法
	CW0531S	NuClean Plant Genomic DNA Kit 新型植物基因组DNA提取试剂盒（适用多糖多酚）	50 次/盒	柱式；各种不同的新鲜或冻存植物组织； 无需使用酚/氯仿
	CW0531M	NuClean Plant Genomic DNA Kit 新型植物基因组DNA提取试剂盒（适用多糖多酚）	200 次/盒	柱式；各种不同的新鲜或冻存植物组织； 无需使用酚/氯仿
👍	CW0571S	FastClean Plant Genomic DNA Kit 植物基因组DNA快速提取试剂盒	50 次/盒	柱式；30 min内可以完成提取； 去除多糖多酚
👍	CW0571M	FastClean Plant Genomic DNA Kit 植物基因组DNA快速提取试剂盒	200 次/盒	柱式；30 min内可以完成提取； 去除多糖多酚
👍	CW2528S	Magbead Plant DNA Kit 磁珠法植物DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法

植物RNA提取

	CW0588S	RNApure Plant Kit 植物RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；植物或真菌组织
	CW0559S	RNApure Plant Kit (DNase I) 植物RNA提取试剂盒 (DNase I)	50 次/盒	柱式；植物或真菌组织；含DNase I
	CW2598S	OminiPlant RNA Kit (DNase I) 全能型植物RNA提取试剂盒 (DNase I) (适用多糖多酚)	50 次/盒	柱式；多糖多酚植物组织；含DNase I
👍	CW0598S	RNApure Fast Plant Kit 植物RNA快速提取试剂盒	50 次/盒	柱式；安全无毒、操作简便，最快10 min 完成提取；性能优

病原提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3030S	Pathogenic Microbiome DNA Kit 病原微生物DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；适用于从拭子、血液、痰液、肺泡灌洗液等混合样本中纯化和富集细菌、真菌等病原微生物基因组DNA
CWY132S	核酸提取或纯化试剂	型号II (柱式法), 50次/盒	
 CW3061S	Magbead Pathogenic Microbiome DNA/RNA Kit 磁珠法病原微生物DNA/RNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法；适用于从血浆、血清、肺泡灌洗液等无细胞体液中纯化和富集病毒、细菌和真菌等病原微生物DNA及RNA
CWY131S	核酸提取或纯化试剂	型号I (磁珠法), 50次/盒	
 CW3061S-32	Magbead Pathogenic Microbiome DNA/RNA Kit (32 Auto Plate) 磁珠法病原微生物DNA/RNA提取试剂盒 (32通道预装型)	96 次/盒	磁珠法；适用于从血浆、血清、肺泡灌洗液等无细胞体液中纯化和富集病毒、细菌和真菌等病原微生物DNA及RNA；32通道预装
CW3169S	Host DNA Depletion Kit 宿主DNA去除试剂盒	50 次/盒	生物液体样本中差异性裂解人源细胞，并去除人源核酸

动物组织/细胞提取

目录号	产品名称	规格	关键词
动物组织DNA提取			
CW2094S	Mouse Tail Genomic DNA Kit 鼠尾基因组DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；新鲜或冷冻的小鼠或大鼠鼠尾
CW2516S	Magbead Tissue DNA Kit 磁珠法组织DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法；20-30 mg动物组织
动物组织、细胞RNA提取			
CW0584S	RNApure Tissue&Cell Kit 动物组织/细胞RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；最多30 mg组织或1 x 10 ⁷ 细胞
CW0560S	RNApure Tissue&Cell Kit (DNase I) 动物组织/细胞RNA提取试剂盒 (DNase I)	50 次/盒	柱式；最多30 mg组织或1 x 10 ⁷ 细胞；含DNase I
 CW0599S	RNApure Fast Tissue&Cell Kit 组织&细胞RNA快速提取试剂盒	50 次/盒	柱式；安全无毒、过柱去除gDNA、操作便捷，最快7 min完成提取

通用提取

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

DNA提取



CW2298S	Universal Genomic DNA Kit 通用型柱式基因组提取试剂盒	50 次/盒	柱式；适合于从新鲜或冷冻的动物组织、细胞、血液、细菌等多种样品中提取高纯度总DNA
CW2298M		200 次/盒	
CWY004S	核酸提取或纯化试剂	20 次/盒	柱式；适合于从新鲜或冷冻的动物组织、细胞、血液、细菌等多种样品中提取高纯度总DNA
CWY004M	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	
CWY092S	核酸提取或纯化试剂	型号一， 96 次/盒	磁珠法；血液、血片、唾液、组织、FFPE、口腔拭子等样本
CWY092S-32	核酸提取或纯化试剂	型号二， 96 次/盒	磁珠法；血液、血片、唾液、组织、FFPE、口腔拭子等样本；32通道预装
CWY092S-96	核酸提取或纯化试剂	型号三， 96 次/盒	磁珠法；血液、血片、唾液、组织、FFPE、口腔拭子等样本；96通道预装
CW3059S	Magbead Genomic DNA Kit 磁珠法基因组DNA提取纯化试剂盒	96 次/盒	磁珠法；血液、血片和口腔拭子等样本中提取基因组DNA

RNA提取



CW0580S	TRIzol Reagent TRIzol总RNA提取试剂	100 mL	沉淀法；广谱型总RNA提取试剂；动物组织、植物材料、各种微生物及培养细胞等样品
CW3166M	TRIzol Pal™ 氯仿替代物	100 mL	氯仿替代物；用于RNA提取
CW0581S	Ultrapure RNA Kit 超纯RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；基于TRIzol改进后的柱式总RNA提取试剂盒
CW0581M		200 次/盒	
CW0597S	Ultrapure RNA Kit (DNase I) 超纯RNA提取试剂盒 (DNase I)	50 次/盒	柱式；基于TRIzol改进后的柱式总RNA提取试剂盒，含DNase I
CWY065S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式；基于TRIzol改进后的柱式总RNA提取试剂盒
CWY065M		200次/盒	

唾液提取

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

CW2655S	Saliva DNA Kit 唾液基因组DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；400 μL新鲜唾液或唾液/保存液混合液
CW2506S	Magbead Saliva DNA Kit 磁珠法唾液DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法；350 μL新鲜唾液或唾液/保存液混合液
CW2506S-96	Magbead Saliva DNA Kit (96 Auto Plate) 磁珠法唾液DNA提取试剂盒 (96通道预装型)	96 次/盒	磁珠法；350 μL新鲜唾液或唾液/保存液混合液；96通道预装

口腔拭子提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0530S	Swab Genomic DNA Kit 口腔拭子基因组DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；干拭子
CW0530M		200 次/盒	
CWY018S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式；干拭子
CWY018M		200 次/盒	
CW2514S	Magbead Swab DNA Kit 磁珠法口腔拭子DNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法；适用于300 μL裂解液型/非裂解型 保存液样本或干拭子

miRNA 提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0627S	miRNA Purification Kit miRNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；各种动物组织、植物组织、细胞、 血清、血浆等样本中分离纯化miRNA
CWY113S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	

细菌提取

目录号	产品名称	规格	关键词
细菌DNA提取			
CW0552S	Bacteria Genomic DNA Kit 细菌基因组DNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌； 最多可处理 10^6 – 10^8 个细胞
细菌RNA提取			
CW0539S	RNApure Bacteria Kit (DNase I) 细菌RNA提取试剂盒 (DNase I)	50 次/盒	柱式；细菌或培养的动物细胞总RNA提取

病毒DNA/RNA提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0548S	Viral DNA/RNA Kit 病毒DNA/RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式；适用于从新鲜或冷冻的血浆、血清和无细胞体液中提取病毒RNA和DNA
CW2509S	Magbead Viral DNA/RNA Kit 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒	96 次/盒	磁珠法瓶装；可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取
CW3023S	Viral DNA/RNA Kit V2 柱式法病毒DNA/RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式瓶装；适用于全血、组织匀浆液、拭子，以及血清、血浆、肺泡灌洗液等无细胞体液中，简单、快速、高效地分离纯化DNA/RNA
CW3201S	Magbead Viral DNA/RNA Kit (Auto Plate) 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（预装型）	96 次/盒	磁珠法预装；可搭配康为世纪核酸提取仪实现高通量提取
CW3202S	Magbead Viral DNA/RNA Kit (Auto Plate) 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（预装型）	96 次/盒	磁珠法预装；适用于拭子、组织、粪便、血液/清/浆等无细胞体液样本
CW3223S	Magbead Viral DNA/RNA Kit (Auto Plate) 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（预装型）	32 次/盒	磁珠法预装；单条；适用于拭子、组织、粪便、血液/清/浆等无细胞体液中提取病毒核酸
CW3225M	Magbead Viral DNA/RNA Kit (Auto Plate) 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（预装型）	96 次/盒	磁珠法预装；适用于拭子、组织、粪便、血液、血清、血浆等样本中提取病毒核酸
CW3225S		48 次/盒	
CWY070S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式瓶装；适用于全血、组织匀浆液、拭子，以及血清、血浆、肺泡灌洗液等无细胞体液中，简单、快速、高效地分离纯化DNA/RNA
CWY071S	核酸提取或纯化试剂	96 次/盒	磁珠法瓶装；适用于全血、组织匀浆液、拭子，以及血清、血浆、肺泡灌洗液等无细胞体液中提取DNA/RNA
CWY080L	核酸提取或纯化试剂	2400 次/盒	磁珠法预装，拭子样本
CWY080S		96 次/盒	
CWY082S	核酸提取或纯化试剂	型号二， 96 次/盒	磁珠法预装，适用于全血、组织匀浆液、拭子，以及血清、血浆、肺泡灌洗液等无细胞体液中提取DNA/RNA；含蛋白酶K
CWY082S-NK	核酸提取或纯化试剂	型号一， 96 次/盒	磁珠法预装，适用于全血、组织匀浆液、拭子，以及血清、血浆、肺泡灌洗液等无细胞体液中提取DNA/RNA；不含蛋白酶K
CWY083S	核酸提取或纯化试剂	96 次/盒	磁珠法预装；适用于全血、组织匀浆液、拭子，以及血清、血浆、肺泡灌洗液等无细胞体液中提取DNA/RNA
CWY089S	核酸提取或纯化试剂	50 次/盒	柱式；拭子样本
CWY090S	核酸提取或纯化试剂	96 次/盒	磁珠法瓶装；拭子样本

病毒RNA提取

CW0586S	RNApure Virus Kit 病毒RNA提取试剂盒	50 次/盒	柱式，适用于从血清、血浆、尿液、脑脊液等无细胞体液及细胞培养上清液中分离病毒RNA
---------	---------------------------------	--------	---

质粒提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0500M	PurePlasmid Mini Kit 高纯度质粒小提试剂盒	200 次/盒	质粒小提, 适用1-5 mL菌液, 高纯度, 操作简便仅需15 min
CW0509S	Yeast Plasmid Mini Kit 酵母质粒小提试剂盒	50 次/盒	酵母质粒小提, 适用1-5mL菌液
CW2104M	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit 金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒	10 次/盒	质粒大提, 适用100-300 mL菌液, 去内毒素(初级)
CW2104S		2 次/盒	
CW2104XQ	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit 金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒	10 次/盒	质粒大提, 适用100-300 mL菌液, 推柄式过滤柱去内毒素(中级)
👍 CW2105S	EndoFree Plasmid Midi Kit 无内毒素质粒中提试剂盒	50 次/盒	质粒中提, 适用5-15 mL菌液, 去内毒素
CW2106S	EndoFree Plasmid Mini Kit 无内毒素质粒小提试剂盒	50 次/盒	质粒小提, 适用1-5 mL菌液, 去内毒素
CW2107M	GoldVac EndoFree Plasmid Maxi Kit 金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒(负压法)	10 次/盒	质粒大提, 适用100-300 mL菌液, 去内毒素, 负压法
CW2107S		2 次/盒	
CW2108M	GoldHi Plasmid Mini Kit 金牌超量质粒小提试剂盒	200 次/盒	质粒小提, 适用1-5 mL菌液, 高得率
👍 CW2109M	SuperPlasmid Mini Kit 高效质粒小提试剂盒	200 次/盒	质粒小提, 适用1-5 mL菌液, 高得率、高纯度
CW2109S		50 次/盒	
👍 CW2113M	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit (Plus) 金牌超量无内毒素质粒大提试剂盒(加强型)	10 次/盒	质粒大提, 适用100-300 mL菌液, 去内毒素 buffer ER和Endo Remover FQ双重去除内毒素(高级)
CW2581S	GoldHi EndoFree Plasmid Midi Kit 金牌超量无内毒素质粒中提试剂盒	10 次/盒	质粒中提, 适用15-50 mL菌液, 去内毒素
CW2619M	QuickPure Plasmid Mini Kit 快速质粒小提试剂盒	200 次/盒	质粒小提, 10 min提取
👍 CW2114S	Endofree Plasmid Maxi Kit (Resin) 无内毒素质粒大量提纯试剂盒(树脂法)	2 次/盒	质粒大提, 无内毒素, 阴离子交换树脂, 产量可达700 µg, 适用于包括转染(原代、敏感以及悬浮细胞)、显微注射、基因治疗等多种研究
👍 CW2114M		10 次/盒	
CW2114L		25 次/盒	
👍 CW2115S	Endofree Plasmid Mega Kit (Resin) 无内毒素质粒超大量提纯试剂盒(树脂法)	2 次/盒	质粒大提, 无内毒素, 阴离子交换树脂, 产量可达3 mg, 适用于包括转染(原代、敏感以及悬浮细胞)、显微注射、基因治疗等多种研究
CW2115M		5 次/盒	

胶回收

目录号	产品名称	规格	关键词
CW2302M	Gel Extraction Kit 琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒	200 次/盒	柱式; 普通或低熔点琼脂糖凝胶中回收纯化 100 bp-10 kb的DNA片段
CW2515S	Magbead Gel Extraction Kit 磁珠法琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒	96 次/盒	磁珠法; TAE或TBE制成的琼脂糖凝胶中回收 100 bp以上的DNA片段

产物纯化回收

目录号	产品名称	规格	关键词
CW2301M	DNA Clean-up Kit DNA产物纯化试剂盒	200 次/盒	柱式；PCR产物或酶反应液中纯化回收 100 bp-10 kb的DNA片段

免提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3011S	Quick DNA Extraction Kit 快速DNA提取试剂盒（无需提取纯化基因组）	5 mL	免提取
CW3011M		50 mL	
CWY100S	核酸提取或纯化试剂	5 mL/盒	免提取
CWY100M		50 mL/盒	

核酸、蛋白共提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0591S	AllPure DNA/RNA/Protein Kit DNA/RNA/Protein 提取试剂盒	50 次/盒	柱式；适用于从同一细胞或组织样本中同时 分离纯化基因组DNA、总RNA和总蛋白

提取相关其他

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3224S	6联管底座	1块	单条底座
CW2561S	24 DW Plate 24孔深孔板	1 Plate	24孔深孔板
CW2523L	96 DW Plate 96孔深孔板	50 Plates	96孔深孔板
CW2524L	8 channel Comb 8联磁棒套	200 Strips	8联磁棒套
CW2546S	KingFisher Flex 96 tip comb 96通道磁棒套	2 Pcs	匹配KingFisher Flex 96通道磁棒套
CW2532S	Spin tips pack 磁棒套	1 pack	磁棒套
CW2562S	Spin tips Pack for CWE2400 24通道磁棒套	1 Pack	匹配CWE2400磁棒套

提取相关其他

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3066S	24 DW Plate and Tips pack for CWE240 24通道深孔板与磁套 (CWE240)	24 preps	24孔深孔板+磁棒套
CW3075S	24 DW Plate and Tips pack for CWE240 V2 24通道深孔板与磁套 (CWE240 V2)	4×24 preps	24孔深孔板+磁棒套
CW0565S	Human Genomic DNA 人基因组DNA	20 µg	标准品; 293T细胞中提取的高纯度的基因组DNA
CW0556S	DNAlyse Amplification Kit 快速DNA提取扩增试剂盒	50 preps	适用于从各种动植物组织、细菌中一步提取基因组DNA并用于PCR扩增
CW2572L	Proteinase K 蛋白酶 K	1 g	主要用于DNA、RNA制备过程中蛋白的消化
CW2584M	Proteinase K 蛋白酶 K	100 mg	主要用于DNA、RNA制备过程中蛋白的消化
CW0887S	Lysozyme 溶菌酶	100 mg	溶菌酶
CW0613S	RBC Lysis Buffer 红细胞裂解液	100 mL	红细胞裂解液

电泳相关

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0632S	DM2000	100 次/盒	6条DNA片段组成, 分别为2,000 bp、1,000 bp、750 bp、500 bp、250 bp和100 bp
CW0632M	DNA分子标记	500 次/盒	
CW0636S	100bp Ladder	100 次/盒	9条DNA片段组成, 分别为1,500 bp、1,000 bp、800 bp、600 bp、500 bp、400 bp、300 bp、200 bp和100 bp
CW0636M	DNA分子标记	500 次/盒	
CW0641S	1kb Ladder	100 次/盒	8条DNA片段组成, 分别为1 kb、2 kb、3 kb、4 kb、5 kb、6 kb、8 kb和10 kb
CW0641M	DNA分子标记	500 次/盒	
CW2583S	Super DNA Marker	100 次/盒	10条DNA片段组成, 分别为10,000 bp、5,000 bp、3,000 bp、2,000 bp、1,500 bp、1,000 bp、750 bp、500 bp、250 bp和100 bp
CW2583M	DNA分子标记	500 次/盒	
CW0663S	50×TAE 50×TAE电泳缓冲液	500 mL	TAE电泳缓冲液
CW0664S	5×TBE 5×TBE电泳缓冲液	500 mL	TBE电泳缓冲液
CW2635S	SuperStain (10,000× in Water) 核酸染料	500 µL	安全无毒的核酸染料, 与EB具有相同的光谱特性
CW0610S	6×DNA Loading Buffer 6×DNA 上样缓冲液	10 mL	上样缓冲液
CW2636M	6×SuperStain Loading Buffer 上样缓冲液	2.5 mL	常规6×Loading Buffer中添加了SuperStain染料

甲基化转化

目录号	产品名称	规格	关键词
 CWY105M	甲基化检测样本前处理试剂盒	型号I (磁珠法), 50 次/盒	亚硫酸氢盐转化; 热变性、磁珠法纯化, 转化时间短
 CWY122L	甲基化检测样本前处理试剂盒	型号II (柱式法), 200 次/盒	亚硫酸氢盐转化; 热变性、柱式纯化, 转化时间短
CWY122M	甲基化检测样本前处理试剂盒	型号II (柱式法), 50 次/盒	
CW2140M	DNA Methylation Kit DNA甲基化试剂盒	50 次/盒	亚硫酸氢盐转化; 碱变性、柱式纯化, 转化时间长, 核酸损伤较小

NGS建库

建库试剂盒

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3048M	CWseq Universal DirectFast DNA Library Prep Kit (Illumina & MGI) 通用含片段化酶DNA文库快速制备试剂盒 (Illumina & MGI)	96 rxns	片段化酶切法建库, 可将0.1 ng-1 µg基因组DNA、PCR扩增产物、FFPE等不同来源的样本DNA片段化成小片段, 避免了繁琐的超声过程和对仪器的依赖。适用于illumina和MGI平台
CW3048S	CWseq Universal DirectFast DNA Library Prep Kit (Illumina & MGI) 通用含片段化酶DNA文库快速制备试剂盒 (Illumina & MGI)	24 rxns	
 CW3045M	Fast DNA Library Prep Set for Illumina&MGI DNA文库快速制备试剂盒(Illumina及MGI平台)	96 rxns	适用于cfDNA和机械打断后的DNA, 适用于illumina和MGI平台
CW3045S		24 rxns	
 CW2845M	NGS TPH DNA Library Prep Set for Illumina (50 ng) 转座酶法二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina, 50 ng)	96 rxns	转座酶法建库, 适用于illumina平台, 操作快速, 精准反应 (1ng\5ng\50ng)
CW2845S		24 rxns	
 CW2846M	NGS TPM DNA Library Prep Set for Illumina (5 ng) 转座酶法二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina, 5 ng)	96 rxns	
CW2846S		24 rxns	
 CW2847M	NGS TPL DNA Library Prep Set for Illumina (1 ng) 转座酶法二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina, 1 ng)	96 rxns	
CW2847S		24 rxns	
CW2585M	NGS Fast DNA Library Prep Set for Illumina 二代测序快速DNA建库试剂盒 (Illumina)	96 rxns	适合cfDNA和机械打断后的DNA, 适用于illumina和MGI平台
CW2585S		24 rxns	
CW2639M	NGS Fast DNA Library Prep Set for Ion Torrent 二代测序快速DNA建库试剂盒(Ion Torrent)	96 rxns	适合cfDNA和机械打断后的DNA, 适用于Ion Torrent平台
CW2639S		24 rxns	
 CW3601M	DNA Ligation Aid-based Library Prep Kit for Nanopore Sequencing 三代纳米孔测序DNA连接法辅助建库试剂盒	24 rxns	纳米孔平台DNA连接法辅助建库辅助试剂盒, 包含未修模块和连接模块
CW3601S		6 rxns	
 CW3085M	CWseq® Universal RNA-seq Library Prep Kit for Illumina/MGI 通用RNA文库制备试剂盒 (Illumina & MGI)	96 rxns	兼容Illumina和MGI高通量测序双平台的RNA文库构建专用试剂盒, 二链合成模块试剂盒包含两种类型的cDNA二链合成Buffer, 可根据需要选择普通转录组或链特异转录组建库
CW3085S		24 rxns	
 CW3088M	CWseq® TP- rapid RNA Library Prep Kit for Illumina 转座酶法RNA文库快速制备试剂盒 Illumina	96 rxns	是针对Illumina测序平台研发转座酶法RNA建库试剂盒。只需合成cDNA一链, 无需进行二链合成后再进行DNA打断建库, 在2-3 h内即可完成文库构建
CW3088S		24 rxns	

建库模块

目录号	产品名称	规格	关键词
👍	CW3046M	CWseq Onestep DNA Frag And ER Reagent	针对Illumina与MGI平台开发的新一代酶切修复试剂，可完成一步法片段化/末修/加A
	CW3046S	一步法片段化/末修/加A	
👍	CW3047M	CWseq Super HiFi Amplification Mix for NGS	兼具保真度及扩增特异性的PCR扩增预混液，适用于高通量测序文库的PCR扩增
	CW3047S	高保真PCR扩增酶（NGS专用）	
	CW2807M	NGS DNA Library Prep End Repair Kit for Illumina	针对Illumina与MGI平台开发的末端修复试剂，可完成一步法末修和加A
	CW2807S	DNA建库末端修复模块	
👍	CW2843M	Single Cell WGA Kit（MDA）	基于MDA的等温扩增体系，操作简便，用时短，反应总过程约2 h，可得到大于20 μg的基因组DNA，大小在2-100 kb之间。
	CW2843S	单细胞全基因组扩增试剂盒（MDA）	
👍	CW2844M	Single Cell WGA Kit	基于DOP-PCR法的单细胞全基因组扩增试剂盒，反应总过程约3 h，可得到2-5 μg的基因组DNA，大小在200-1500 bp左右
	CW2844S	单细胞全基因组扩增试剂盒	
👍	CW3086M	CWseq® rRNA and Globin Depletion Kit（Human/Rat/Mouse）	适用于人、大鼠、小鼠1 ng - 1 μg 总RNA中rRNA及珠蛋白mRNA的去除
	CW3086S	CWseq® rRNA和珠蛋白mRNA去除试剂盒（人/大鼠/小鼠）	
👍	CW3087M	CWseq® mRNA Capture Kit	适用于人、动物、植物、真菌等真核生物10ng-5μg总RNA中分离mRNA
	CW3087S	mRNA捕获磁珠试剂盒	

建库原料

目录号	产品名称	规格	关键词
CW2119M	Klenow Fragment (3'-5' exo-) Klenow片段(3'-5' exo-)	1000 U	DNA Klenow Fragment的突变酶。该酶在模板和引物存在的条件下，以dNTP作底物，沿5'-3'方向催化与模板互补DNA的合成。在二代测序（NGS）应用中，主要用于文库构建过程中平端双链DNA片段的加“A”反应
CW2119S		200 U	
CW2648M	HiFi PCR Mix for NGS 多重PCR mix(NGS专用)	5 mL	具有高保真性、高延伸性、低偏好性的特点，对复杂的DNA模板（如高GC含量模板）有均衡的扩增效率，适合于二代建库中多重PCR的扩增
CW2648S		1 mL	
CW2671M	T4 Polynucleotide Kinase T4 多聚核苷酸激酶	2500 U	可用于寡核苷酸、DNA或RNA的5'末端标记或磷酸化；催化3'磷酸化的单核苷酸5'磷酸化以及去除3'端磷酸基团等
CW2671S		500 U	

建库原料

目录号	产品名称	规格	关键词
CW2672M	T4 DNA Polymerase T4 DNA聚合酶	750 U	可以用于将5'端突出末端补平或3'端突出末端削平，也可用于通过置换反应进行标记DNA探针合成、通过引物伸长法解析mRNA转录的起始点、定点突变过程中第二链的合成以及不依赖于连接反应的PCR产物克隆等
CW2672S		150 U	
CW2701M	T4 DNA Ligase for NGS T4 DNA连接酶（二代测序专用）	7500 U	可催化平末端或粘性末端DNA的连接，修复双链DNA、RNA、DNA/RNA杂交中的单链中的单链切口，但是对于单链核苷酸，没有活性
CW2701S		1500 U	
CW2848M	Super Pfx DNA Polymerase 高保真酶	500 U	具有延伸速度快、扩增效率高、保真性强的特点，适用于基因克隆、基因定点突变、SNP等扩增实验
CW2848S		100 U	
CW2965M	2×Super Pfx MasterMix 高保真酶预混液	5 mL	由Super Pfx DNA Polymerase、Mg ²⁺ 、dNTPs以及反应缓冲液组成的优化的2×预混型试剂，只需要添加引物和DNA模板即可进行PCR反应
CW2965S		1 mL	
CW3171M	DNA Purification Magbeads (for NGS Size Selection) DNA纯化磁珠	50 mL	可用于二代测序建库时DNA的选择性或非选择性回收，以及PCR产物的纯化回收
CW3171S		5 mL	
CW2508M	Magbead DNA Purification Kit (for NGS Size Selection) DNA纯化磁珠	50 mL	
CW2508S		5 mL	

建库接头引物试剂盒

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3042S	NGS Combinatorial Dual Index Primers Kit for Illumina (Set I) NGS双端检索接头引物试剂盒-Illumina (Set I)	96 rxns	配合CW3048、CW3045等建库试剂盒使用，不同set可用于构建多至 96 种不同组合的双端Index标记二代测序文库
CW3079S	NGS Combinatorial Dual Index Primers Kit for Illumina (Set II) NGS双端检索接头引物试剂盒-Illumina (Set II)	96 rxns	
CW3082S	CWseq UDB Primer Kit for MGI (plates) MGI平台多样本UDB接头引物试剂盒（板式）	1536 rxns	试剂盒包含二代测序建库中使用的384种双端唯一Barcode 标记的UDB Primer，可配合康为世纪提供的MGI建库试剂盒使用
CW3084S	CWseq UDI Primer Kit for Illumina (plates) Illumina平台多样本UDI接头引物试剂盒（板式）	768 rxns	试剂盒包含二代测序建库中使用的384种双端唯一Index标记的UDI Primer，可配合康为世纪提供的Illumina建库试剂盒使用
CW3084M		1536 rxns	

建库接头引物试剂盒

目录号	产品名称	规格	关键词
CW2586M	NGS Multiplex Oligos for Illumina (Index Primers Set I) 二代测序多样本接头引物试剂盒 I (Illumina)	96 rxns	提供了二代测序建库中使用的 adaptor与primer, 专为illumina平台建库设计, index primer的设计可满足高通量测序时制备多个文库样本的需要
CW2586S		24 rxns	
CW2587M	NGS Multiplex Oligos For Illumina (Index Primers Set II) 二代测序多样本接头引物试剂盒 II (Illumina)	96 rxns	
CW2587S		24 rxns	
CW2958S	NGS TP Index Kit for Illumina (Index Primers Set I) 转座酶法二代测序多样本引物试剂盒 I (Illumina)	96 rxns	配合康为世纪转座酶法建库试剂盒使用, 专为Illumina平台建库设计, 其中包含8种N5端引物和12种N7端引物, 可用于制备96种不同的双端Index文库
CW2959S	NGS TP Index Kit for Illumina (Index Primers Set II) 转座酶法二代测序多样本引物试剂盒 II (Illumina)	384 rxns	配合康为世纪转座酶法建库试剂盒使用, 专为Illumina平台建库设计, 其中包含16种N5端引物和24种N7端引物, 可用于制备384种不同的双端Index文库
CW2960S	NGS TP Index Kit for Illumina (Index Primers Set III) 转座酶法二代测序多样本引物试剂盒 III (Illumina)	240 rxns	配合康为世纪转座酶法建库试剂盒使用, 专为Illumina平台建库设计, 其中不同set分别包含1种N5端引物和24种N7端引物, 可用于制备24种不同的双端Index文库
CW2961S	NGS TP Index Kit for Illumina (Index Primers Set IV) 转座酶法二代测序多样本引物试剂盒 IV (Illumina)	240 rxns	
CW2962S	NGS TP Index Kit for Illumina (Index Primers Set V) 转座酶法二代测序多样本引物试剂盒 V (Illumina)	240 rxns	
CW2963S	NGS TP Index Kit for Illumina (Index Primers Set VI) 转座酶法二代测序多样本引物试剂盒 VI (Illumina)	240 rxns	
CW3014S	NGS Multiplex Oligos for MGI (Index primer mix Set I) 二代测序多样本接头引物试剂盒 I (MGI平台Index Primer 1-48)	96 rxns	提供了MGI平台二代测序所需的 Adaptor及Index primer Mix。Adaptor为通用型, 没有Barcode序列, 便于自动化操作, 含有 Universal primer及Index primer 结合位点, 通过Index primer引入 Barcode序列
CW3015S	NGS Multiplex Oligos for MGI (Index primer mix Set II) 二代测序多样本接头引物试剂盒II (MGI平台Index Primer 49-96)	96 rxns	
CW3016S	NGS Multiplex Oligos for MGI (Index primer mix Set III) 二代测序多样本接头引物试剂盒III (MGI平台Index Primer 97-128)	64 rxns	
CW3001M	NGS Barcode Adapters 1-16 Kit for Ion Torrent Ion Torrent二代测序接头引物试剂盒(1-16)	16×10 μL	本试剂盒包含Ion Torrent测序平台文库建库中使用的P1 Adaptor与Barcode A1至Barcode A16共计16种不同Barcode接头



建库其他试剂



目录号	产品名称	规格	关键词
CW3013S	Circularization Kit For MGI 环化试剂盒 (MGI平台)	16 rxns	将接头连接后的PCR产物制备成适用于MGI 测序仪专用的单链环状DNA文库
CW2679M	NGS Library Quantification Kit for Illumina NGS cfDNA文库定量试剂盒 (Illumina)	5 mL	针对cfDNA的染料法 (SYBR Green I) qPCR NGS文库定量试剂盒
CW2679S		1 mL	
CW2680M	NGS Library Quantification Kit for Ion torrent NGS文库定量试剂盒 (Ion torrent)	5 mL	采用染料法 (SYBR Green I) 对Ion torrent 平台NGS建库后的产物进行实时荧光定量 PCR (qPCR)
CW2680S		1 mL	
CW2683M	Human Genomic DNA Quantification Kit 人类基因组DNA定量试剂盒	5 mL	采用探针法进行实时荧光定量PCR (qPCR)。 对从各种样品 (石蜡样本、流式分选的细胞、 血清或血浆样本及少量临床样本等) 中抽提 的DNA进行浓度和质量的准确检测
CW2683S		1 mL	
CW2684M	NGS Library Quantification Kit for Illumina SYBR NGS文库定量试剂盒 (Illumina)	5 mL	采用染料法 (SYBR Green I) 对Illumina 平台NGS建库后的产物进行实时荧光定 量PCR (qPCR)
CW2684S		1 mL	
CW2685M	Y Human Male DNA Quantification Kit 人类Y染色体定量试剂盒	5 mL	检测人类男性Y染色体浓度的实时荧光定量 PCR试剂盒
CW2685S		1 mL	

分子检测 原料酶

PCR

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3316L	SuperFastStar DNA Polymerase	50 kU	热启动, 双抗修饰
CW3316M	SuperFastStar DNA Polymerase	5 kU	热启动, 双抗修饰
CW3316S	SuperFastStar DNA Polymerase	500 U	热启动, 双抗修饰
CW3305S	SuperFastStar DNA Polymerase (exo-)	500 U	热启动, 双抗修饰, 无5'→3'外切活性
CW0938M	GoldStar DNA Polymerase	2500 U	热启动, 化学修饰
CW0951L	Uracil-N-Glycosylase (UNG)	10000 U	防污染
CW0951M	Uracil-N-Glycosylase (UNG)	1000 U	防污染
CW0951S	Uracil-N-Glycosylase (UNG)	200 U	防污染
CW3367M	Cod Uracil-DNA Glycosylase	1000 U	热敏, 防污染
CW3367S	Cod Uracil-DNA Glycosylase	100 U	热敏, 防污染
 CW3339M	2×HiAmp PCR Master Mix (Dye)	5 mL	含染料, 高抗逆, 高扩增
CW3339S	2×HiAmp PCR Master Mix (Dye)	1 mL	含染料, 高抗逆, 高扩增
CW0939L	2×GoldStar MasterMix	25 mL	热启动, 化学修饰, 高扩增力
CW0939M	2×GoldStar MasterMix	5 mL	热启动, 化学修饰, 高扩增力
CW0680L	Taq DNA Polymerase	10000 U	未修饰, 基础Taq
CW0680M	Taq DNA Polymerase	2500 U	未修饰, 基础Taq
CW2676M	Taq Antibody	2500 U	抗Taq酶抗体

qPCR

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0932M	GoldStar Probe Mixture	5 mL	热启动, 化学修饰
CW3306S	New Star AS-PCR Probe Mixture	1 mL	ARMS-PCR
CW3332M	FastStar Probe Kit (for bisDNA)	5000 U	高灵敏, 甲基化检测
CW3332S	FastStar Probe Kit (for bisDNA)	500 U	高灵敏, 甲基化检测
CW0938M	GoldStar DNA Polymerase	2500 U	热启动, 化学修饰
CW3317S	Multiplex Probe Mixture(for bisDNA)	1 mL	高特异, 甲基化检测
CW3315S	Multipurpose SNP Genotyping qPCR Mix	1 mL	高特异, SNP检测
CW3321S	Multipurpose SNP Genotyping qPCR MIX (UNG)	1 mL	高特异, SNP检测, 防污染
👍 CW3347M	SuperFastStar Probe Mixture	5 mL	高灵敏, 主文档登记
CW3347S	SuperFastStar Probe Mixture	1 mL	高灵敏, 主文档登记
CW3356M	SuperFastStar Universal Probe Mixture	5 mL	通用性强
CW3356S	SuperFastStar Universal Probe Mixture	1 mL	通用性强
CW3158M	Animal Detection Probe Mixture (UNG)	5 mL	高灵敏
👍 CW3380L	SuperFastStar Universal Probe Mixture (UNG)	50 mL	通用型,含UNG,主文档登记
CW3380M	SuperFastStar Universal Probe Mixture (UNG)	5 mL	通用型,含UNG,主文档登记
CW3380S	SuperFastStar Universal Probe Mixture (UNG)	1mL	通用型,含UNG,主文档登记
CW3360H	SuperStar Universal SYBR Master Mix	40 mL	SYBR染料法
CW3360M	SuperStar Universal SYBR Master Mix	5 mL	SYBR染料法
CW3382M	CWStar HRM Master Mix	5 mL	Eva饱和染料法, HRM
CW3382S	CWStar HRM Master Mix	1 mL	Eva饱和染料法, HRM
CW3373M	5×FastStar Probe qPCR Buffer	5 mL	探针法通用Buffer
CW3373S	5×FastStar Probe qPCR Buffer	1 mL	探针法通用Buffer

RT,RT-PCR,RT-qPCR

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3374L	HiFi V M-MLV (H-) Reverse Transcriptase	2000 kU	逆转录单酶
CW3374M	HiFi V M-MLV (H-) Reverse Transcriptase	200 kU	逆转录单酶
CW3374S	HiFi V M-MLV (H-) Reverse Transcriptase	10000 U	逆转录单酶
CW0596L	RNasin	1 mL	RNA酶抑制剂
CW0596M	RNasin	250 µL	RNA酶抑制剂
CW0596S	RNasin	30 µL	RNA酶抑制剂
CW3327S	SuperFast Probe One Step RT-qPCR U ⁺ Kit	200 rxns	直扩，快速
CW3346M	WinScript One Step RT-qPCR U ⁺ Kit	1000 rxns	标准，适配1-3重，主文档登记
CW3346S	WinScript One Step RT-qPCR U ⁺ Kit	200 rxns	标准，适配1-3重，主文档登记
CW3349S	WinScript Multiplex One Step RT-qPCR U ⁺ Kit	100 rxns	一步法，适配多重，防污染
CW3350S	WinScript Multiplex One Step RT-qPCR U ⁺ Mix	100 rxns	一步法，适配多重，全预混
CW3358L	TL One Step RT qPCR Mixture	25 mL	一步法，数字PCR
CW3358M	TL One Step RT qPCR Mixture	5 mL	一步法，数字PCR
CW3358S	TL One Step RT qPCR Mixture	1 mL	一步法，数字PCR
CW3362M	WinScript Universal One Step RT-qPCR Kit	1000 rxns	通用性强
CW3362S	WinScript Universal One Step RT-qPCR Kit	200 rxns	通用性强
CW3377S	SuperRT V One Step RT-PCR Kit	100 rxns	一步法RT-PCR
CW3371M	HiFiScript All-in-one RT Master Mix for qPCR	100 rxns	第一链合成（去基因组）
CW2151M	SuperStar miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit (by tailing A)	50 rxns	miRNA第一链合成

多重PCR

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3314S	SuperPro Multiplex PCR Mix	1 mL	直扩，抗抑制
CW3319S	SuperPro Multiplex PCR Mix	1 mL	高扩增力
CW3311S	2.5×TFS Master Mixture	1 mL	法医STR
CW3370M	SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG)	5 mL	直扩，抗抑制，防污染
CW3370S	SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG)	1 mL	直扩，抗抑制，防污染
 CW3351M	TFP Multiplex PCR Mix	5 mL	通用，多重
CW3351S	TFP Multiplex PCR Mix	1 mL	通用，多重

恒温扩增

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3323S	Bst 2.0 DNA Polymerase	1600 U	LAMP
CW3324S	Bst 3.0 Enzyme Mix	200 µL	RT-LAMP
CW3337S	WarmStart Bst 3.0 Enzyme Mix	200 µL	RT-LAMP

高保真

目录号	产品名称	规格	关键词
CW2965M	2x Super Pfx MasterMix	5 mL	高保真性
CW2965S	2x Super Pfx MasterMix	1 mL	高保真性
CW2969M	2×Super Pfx Master Mix (Dye)	5 mL	高保真性，含染料
CW2969S	2×Super Pfx Master Mix (Dye)	1 mL	高保真性，含染料

高保真

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3313M	2×Super Kfx MasterMix	5 mL	高扩增力
CW3313S	2×Super Kfx MasterMix	1 mL	高扩增力
CW3338M	2×Super Kfx MasterMix (Dye)	5 mL	高扩增力, 含染料
CW3338S	2×Super Kfx MasterMix (Dye)	1 mL	高扩增力, 含染料

可冻干

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3336L	SuperFastStar DNA Polymerase (Glycerol-free)	50 kU	热启动, 双抗修饰
CW3336S	SuperFastStar DNA Polymerase (Glycerol-free)	500 U	热启动, 双抗修饰
CW3359M	SuperFastStar DNA Polymerase (exo-)(Glycerol-free)	5000 U	热启动, 双抗修饰
CW3359S	SuperFastStar DNA Polymerase (exo-)(Glycerol-free)	500 U	热启动, 双抗修饰
CW3376M	Uracil-N-Glycosylase (UNG, Glycerol-free)	1000 U	UNG,防污染
CW3376S	Uracil-N-Glycosylase (UNG, Glycerol-free)	100 U	UNG,防污染
CW3220M	Animal Detection Lyo Probe Mixture (UNG)	5 mL	探针法, 全预混
CW3220S	Animal Detection Lyo Probe Mixture (UNG)	1 mL	探针法, 全预混
CW3222M	Animal Detection Lyo Probe Mixture (UNG)(Mg ²⁺ free)	5 mL	探针法, 不含镁离子
CW3222S	Animal Detection Lyo Probe Mixture (UNG)(Mg ²⁺ free)	1 mL	探针法, 不含镁离子
CW3353L	HiFi II M-MLV(H-) Reverse Transcriptase (Glycerol-free)	2000 kU	逆转录单酶
CW3353M	HiFi II M-MLV(H-) Reverse Transcriptase (Glycerol-free)	200 kU	逆转录单酶
CW3353S	HiFi II M-MLV(H-) Reverse Transcriptase (Glycerol-free)	10000 U	逆转录单酶

可冻干

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3354M	WinScript Lyo AD One Step RT-qPCR U ⁺ Kit	5 mL	一步法, 全预混
CW3354S	WinScript Lyo AD One Step RT-qPCR U ⁺ Kit	1 mL	一步法, 全预混
CW3378M	SuperFast Lyo Probe One Step RT-qPCR U ⁺ Mix	1000 rxns	直扩, 快速
CW3378S	SuperFast Lyo Probe One Step RT-qPCR U ⁺ Mix	200 rxns	直扩, 快速
CW3355M	SuperPro Lyo Multiplex PCR Mix (UNG)	5 mL	探针熔曲, 直扩, 抗抑制, 防污染
CW3355S	SuperPro Lyo Multiplex PCR Mix (UNG)	1 mL	探针熔曲, 直扩, 抗抑制, 防污染

冻干

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3364M	Lyophilized SuperFast Universal SYBR Master Mix	100 rxns	SYBR染料法, 冻存瓶
CW3364S	Lyophilized SuperFast Universal SYBR Master Mix	48 rxns	SYBR染料法, 八联排
CW3221M	Lyophilized Animal Detection Probe Mixture (UNG)	100 rxns	原位, 探针法, 西林瓶
CW3221S	Lyophilized Animal Detection Probe Mixture (UNG)	48 rxns	原位, 探针法, 八联排
CW3381M	Lyo-easy Probe Mixture (UNG)	48 rxns	微球, 探针法, 西林瓶
CW3381S	Lyo-easy Probe Mixture (UNG)	16 rxns	微球, 探针法, 八联排
CW3363M	Lyophilized WinScript Universal One Step RT-qPCR Mixture	100 rxns	一步法, 西林瓶
CW3363S	Lyophilized WinScript Universal One Step RT-qPCR Mixture	48 rxns	一步法, 八联排
CW3361M	Lyophilized WinScript One Step RT-qPCR U ⁺ Mixture	100 rxns	一步法, 西林瓶
CW3361S	Lyophilized WinScript One Step RT-qPCR U ⁺ Mixture	48 rxns	一步法, 八联排
 CW3335M	RNaseOff™ RNase Inhibitor	20000 U	RNA酶抑制剂


冻干

目录号	产品名称	规格	关键词
CW3335S	RNaseOff™ RNase Inhibitor	3000 U	RNA酶抑制剂
CW3368M	Lyophilized LAMP Basic Bead	48 rxns	LAMP
CW3368S	Lyophilized LAMP Basic Bead	16 rxns	LAMP
CW3369M	Lyophilized RT-LAMP Basic Bead	48 rxns	RT-LAMP
CW3369S	Lyophilized RT-LAMP Basic Bead	16 rxns	RT-LAMP

其他原料酶

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3352M	Termination DNA Polymerase 2.0	1000 U	核酸质谱, 延伸酶
CW2837S	RNase H	600 U	特异性分解RNA-DNA杂交体中的RNA链
CW2968M	Exonuclease I (Exo I)	20000 U	精准水解单链DNA
CW2968S	Exonuclease I (Exo I)	4000 U	精准水解单链DNA
CW3036M	Ultra-Universal One Step Seamless Cloning Mix	50 rxns	无缝克隆

生物医药



微量样本DNA提取

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3064S	Magbead Micro Sample DNA Kit 磁珠法微量样本DNA提取试剂盒	96 preps	支原体DNA提取, 宿主细胞残留DNA提取

支原体检测

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3026S	Mycoplasma Detector Kit (qPCR-TaqMan) 支原体检测试剂盒 (qPCR-TaqMan)	40 preps	支原体检测, TaqMan探针法, 检测至少125种支原体

宿主细胞残留DNA检测

目录号	产品名称	规格	关键词
 CW3027S	CHO Host Cell DNA Residue Detection Kit (qPCR-TaqMan) CHO残留DNA检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	100 preps	CHO残留DNA检测, TaqMan探针法, 最低检测限可以达到fg级别
CW3385S	HEK293 Host Cell DNA Residue Detection Kit (qPCR-TaqMan) HEK293 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	100 preps	HEK293残留DNA检测, TaqMan探针法, 最低检测限可以达到fg级别
即将上市	E.coli Host Cell DNA Residue Detection Kit (qPCR-TaqMan) E.coli 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	100 preps	E.coli残留DNA检测, TaqMan探针法, 最低检测限可以达到fg级别
即将上市	Vero Host Cell DNA Residue Detection Kit (qPCR-TaqMan) Vero 残留 DNA 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	100 preps	Vero残留DNA检测, TaqMan探针法, 最低检测限可以达到fg级别

mRNA疫苗药物原料

目录号	产品名称	规格	关键词
即将上市	T7 RNA Polymerase T7 RNA聚合酶	5000 U	T7 RNA聚合酶, 体外转录原料, 制备mRNA 疫苗
即将上市	Pyrophosphatase, Inorganic (yeast) 无机焦磷酸酶 (酵母菌)	10 U	无机焦磷酸酶, 体外转录原料, 提高体外转录反应的RNA产量
即将上市	E. coli Poly(A) Polymerase E. coli Poly(A) 聚合酶	100 U	E. coli Poly(A) 聚合酶, 加尾酶, mRNA 修饰原料

蛋白检测



蛋白提取

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0199S	Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kit Nc-细胞核/浆蛋白抽提试剂盒	50 次/盒	细胞核/浆蛋白抽提
CW0885M	Plant Protein Extraction Kit 植物蛋白抽提试剂盒	100 次/盒	植物蛋白抽提
CW0888M	Bacterial Protein Extraction Kit 细菌蛋白抽提试剂盒	100 次/盒	细菌蛋白抽提
CW0889M	Mammalian Protein Extraction Kit 哺乳动物蛋白抽提试剂盒	100 次/盒	哺乳动物细胞样本的总蛋白抽提
CW0891M	Tissue Protein Extraction Kit 组织蛋白抽提试剂盒	100 次/盒	组织样本的总蛋白提取
👍 CW2200S	Protease Inhibitor Cocktail (100×) 蛋白酶抑制剂混合物 (100×)	1 mL	蛋白酶抑制剂
👍 CW2333S	RIPA Lysis Buffer (Strong) RIPA裂解液 (强)	100 mL	RIPA裂解液 (强): 有效裂解成分为 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholate, 0.1% SDS
CW2334S	RIPA Lysis Buffer (Medium) RIPA裂解液 (中)	100 mL	RIPA裂解液 (中): 有效裂解成分为 1% NP-40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS
CW2383S	Phosphatase Inhibitor Cocktail (100×) 磷酸酶抑制剂混合物 (100×)	1 mL	磷酸酶抑制剂, 抑制磷酸化蛋白质的去磷酸化

蛋白纯化

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0893S	His-Tagged Protein Purification Kit (Inclusion Body Protein) His标签蛋白纯化试剂盒(包涵体蛋白)	5 mL	镍柱纯化系统, 对6×His-tag蛋白具有显著特异吸附能力, 能够高效一步纯化带有6个组氨酸亲和标签的蛋白。
👍 CW0894S	His-Tagged Protein Purification Kit (Soluble Protein) His标签蛋白纯化试剂盒(可溶性蛋白)	5 mL	包含Ni-Agarose填料、亲和柱空柱以及可溶性His融合蛋白纯化所需的全部试剂 (细菌裂解液、蛋白酶抑制剂混合物、结合缓冲液和洗脱缓冲液组分), 使用方便
CW0010S	Ni-Agarose Resin Ni琼脂糖凝胶	10 mL	对6×His-tag蛋白具有显著特异吸附能力, 能够高效一步纯化带有6个组氨酸亲和标签的蛋白

蛋白定量

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0013S	Super-Bradford Protein Assay Kit Super-Bradford蛋白定量试剂盒	800 microplate assays	Super-Bradford蛋白定量试剂盒： 灵敏度范围为100-1,500 µg/mL
CW0014S	BCA Protein Assay Kit BCA蛋白定量试剂盒	500 microplate assays	BCA蛋白定量试剂盒：含有牛血清白蛋白（BSA）溶液作为蛋白质标准品溶液，测定范围为20 ~ 2000 µg/mL
CW2011S	Micro BCA Protein Assay Kit 微量BCA蛋白定量试剂盒	1600 microplate assays	微量BCA蛋白定量试剂盒：专为低蛋白浓度样品的蛋白定量而设计，可精确测定浓度为2.5-200 µg/mL的蛋白溶液

蛋白电泳

目录号	产品名称	规格	关键词
凝胶制备、蛋白上样			
CW0022M	SDS-PAGE Gel Kit SDS-PAGE凝胶制备试剂盒	200-300 gels	SDS-PAGE凝胶制备试剂盒
CW0022S	SDS-PAGE Gel Kit SDS-PAGE凝胶制备试剂盒	40-60 gels	
CW0024S	30% Acrylamide:Bis Solution (29:1) 30%丙烯酰胺-甲叉双丙烯酰胺溶液 (29:1)	500 mL	30% Acr-Bis，常用于配制各种浓度的变性及非变性聚丙烯酰胺（PAGE）凝胶
CW0025S	SDS-PAGE Stacking Gel Buffer (4×) SDS-PAGE浓缩胶缓冲液 (4×)	200 mL	SDS-PAGE浓缩胶缓冲液
CW0026S	SDS-PAGE Separating Gel Buffer (4×) SDS-PAGE分离胶缓冲液 (4×)	500 mL	SDS-PAGE分离胶缓冲液
CW0027S	SDS-PAGE Loading Buffer (Reducing, 5×) SDS-PAGE上样缓冲液 (还原, 5×)	10 mL	还原型SDS-PAGE上样缓冲液
CW0028S	SDS-PAGE Loading Buffer (non-Reducing, 5×) SDS-PAGE上样缓冲液 (非还原, 5×)	10 mL	非还原型SDS-PAGE上样缓冲液
CW0052S	Lane Marker Loading Buffer (Reducing, 5×) 蛋白示踪上样缓冲液 (还原, 5×)	5 mL	适用于还原型SDS-PAGE电泳前的蛋白样品处理

蛋白电泳

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

蛋白电泳

CW0045S	Tris-Glycine SDS Buffer (pH8.3, 10×) Tris-甘氨酸蛋白电泳液 (pH8.3, 10×)	500 mL	Tris-甘氨酸蛋白电泳液
CW0046S	1.5 M Tris-Cl (pH 8.8)	500 mL	1.5 M Tris-Cl (pH8.8)
CW0047S	0.5 M Tris-Cl (pH 6.8)	500 mL	0.5 M Tris-Cl (pH6.8)
CW2566M	Fast SDS-PAGE Running Buffer (10×) 速泳SDS-PAGE电泳缓冲液 (10×)	500 mL	快速SDS-PAGE电泳液, 使用时稀释为1×工作液, 电泳所需时间为20-30min

蛋白染色

CW0023S	ProteinShow-G250 Protein Stain Reagent ProteinShow-G250蛋白快速染色试剂	250 mL	基于考马斯亮蓝-G250染料的SDS-PAGE凝胶的快速蛋白染色试剂, 灵敏度高, 最低可检测到20 ng蛋白
CW2012S	Protein Silver Stain Kit 蛋白银染试剂盒	20 preps	应用于变性胶及非变性胶的蛋白染色

蛋白Marker

CW2841M	Multicolor Protein Marker 广谱彩虹预染蛋白Marker	100 preps	广谱彩虹预染蛋白Marker (10-180kD)
---------	---	-----------	---------------------------

Western Blot

目录号	产品名称	规格	关键词
-----	------	----	-----

转膜

CW0044S	Tris-Glycine Transfer Buffer (pH 8.3, 10×) Tris-甘氨酸转膜缓冲液 (pH 8.3, 10×)	500 mL	用于Western Blot时半干转和湿转法转膜, 配制后的转膜缓冲液可在2-8℃保存
---------	---	--------	---

封闭

CW0054M	BSA Blocking Buffer Western Blot封闭液I (BSA)	500 mL	Western Blot封闭液I(BSA)
CW2134S	One Step Western Blocking Buffer 一步法Western 专用封闭液	100 mL	一步法Western 专用封闭液

Western Blot

目录号

产品名称

规格

关键词

抗体稀释

CW2340S	Western Antibody Dilution Buffer Western抗体稀释液	100 mL	Western抗体稀释液
---------	--	--------	--------------

漂洗

CW0040S	PBS (pH7.5, 10×)	500 mL	PBS (pH 7.5, 10×)
CW0042S	TBS (pH8.0, 10×)	500 mL	TBS (pH 8.0, 10×)
CW0043S	TBST (pH8.0, 10×)	500 mL	TBST (pH 8.0, 10×)

显色发光

CW0048M	cECL Western Blot Kit 低背景化学发光检测试剂盒	250 mL	其高灵敏度能够检测ng级别的抗原
CW0049M	eECL Western Blot Kit 高灵敏度化学发光检测试剂盒	250 mL	其高灵敏度能够检测pg级别的抗原
CW0049S	eECL Western Blot Kit 高灵敏度化学发光检测试剂盒	50 mL	
CW0050S	Soluble TMB Kit (20×) TMB底物显色试剂盒 (可溶型, 20×)	100 mL	TMB底物显色试剂盒, 适用于ELISA, 不推荐用于IHC实验

膜再生

CW0056M	Stripping Buffer 蛋白印迹膜再生液	500 mL	适用于使用NC或PVDF膜进行Western Blot检测时条件的优化或同一样品不同 蛋白的检测
CW0056S	Stripping Buffer 蛋白印迹膜再生液	100 mL	

膜染色

CW0057S	Ponceau Stain Reagent 丽春红染色试剂	100 mL	本产品可用于检测Western Blot实验中 PVDF或NC膜上蛋白, 以检测蛋白的 转膜效率
---------	----------------------------------	--------	--

一步法快速检测

CW2029M	One Step Western Kit HRP (Rabbit) 一步法快速WB (HRP) 试剂盒 (兔)	50 preps	1小时左右得到高质量的Western Blot 结果
CW2030M	One Step Western Kit HRP (Mouse) 一步法快速WB (HRP) 试剂盒 (鼠)	50 preps	

免疫组化

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0051S	BCIP/NBT Kit (40×) BCIP/NBT碱性磷酸酶显色试剂盒 (40×)	40 mL	可用于AP系统的IHC 和Western Blot 实验的酶促显色
CW0125M	DAB Kit (20×) DAB显色试剂盒 (20×)	100 mL	适用于HRP系统的免疫组化中的组织切片、细胞爬片以及Western Blot中PVDF膜、NC膜等的染色
CW0130S	Normal Goat Serum For Blocking 封闭用正常山羊血清工作液	10 mL	封闭组织上能与抗体非特异结合的位点, 从而减少IHC实验的非特异染色, 显著的降低背景
CW0133S	Antibody Diluent 一抗稀释液	20 mL	一抗稀释液
CW2069S	SP Rabbit & Mouse HRP Kit (DAB) 兔/鼠通用型Streptavidin-HRP试剂盒 (DAB)	3 mL	兔/鼠通用型Streptavidin-HRP试剂盒 (DAB)

标签抗体

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0084M	Anti GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody 抗GST标签鼠单克隆抗体	100 µL	可灵敏特异地检测各种GST编码载体表达的GST-Tag融合蛋白
CW0086M	Anti GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody 抗GFP标签鼠单克隆抗体	100 µL	可用于检测各种表达载体表达的GFP-Tag融合蛋白
CW0094M	Anti V5 Mouse Monoclonal Antibody 抗V5标签鼠单克隆抗体	100 µL	可用于检测各种表达载体表达的V5-Tag融合蛋白
CW0285M	HRP Conjugated Anti His-Tag Mouse Monoclonal Antibody 抗His标签鼠单克隆抗体, HRP	100 µL	可用于检测His-Tag融合蛋白。本产品无需使用二抗, 可直接用相应酶底物显色或化学发光法检测目的蛋白
CW0286M	Anti His-Tag Mouse Monoclonal Antibody 抗His标签鼠单克隆抗体	100 µL	可用于检测各种表达载体表达的His-Tag融合蛋白
CW0287M	Anti Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody 抗Flag标签鼠单克隆抗体	100 µL	可用于检测各种表达载体表达的Flag-Tag融合蛋白
CW0299M	Anti c-Myc Mouse Monoclonal Antibody 抗c-Myc标签鼠单克隆抗体	100 µL	可用于检测各种表达载体表达的c-Myc Tag融合蛋白

内参抗体

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0096M	Anti β -Actin Mouse Monoclonal Antibody 抗 β -Actin鼠单克隆抗体	100 μ L	内参抗体, 抗 β -Actin鼠单克隆抗体 应用种属: 人, 大鼠, 小鼠, 兔, 猪, 鸡, 绵羊
CW0098M	Anti β -Tubulin Mouse Monoclonal Antibody 抗 β -Tubulin鼠单克隆抗体	100 μ L	内参抗体, 抗 β -Tubulin鼠单克隆抗体 应用种属: 人, 小鼠, 果蝇, 非洲蟾蜍, 袋鼠, 衣藻
CW0100M	Anti GAPDH Mouse Monoclonal Antibody 抗GAPDH鼠单克隆抗体	100 μ L	内参抗体, 抗GAPDH鼠单克隆抗体 应用种属: 人、小鼠、大鼠、兔、猪、鸡、拟南芥
CW0264M	Anti β -Actin Mouse Monoclonal Antibody 抗 β -Actin鼠单克隆抗体 (植物)	100 μ L	内参抗体, 抗 β -Actin鼠单克隆抗体 (植物), 应用种属: 拟南芥, 水稻, 斑马鱼, 果蝇, 秀丽线虫, 酿酒酵母

二抗

目录号	产品名称	规格	关键词
CW0102S	Goat Anti-Mouse IgG, HRP Conjugated 山羊抗小鼠IgG (H+L), HRP	100 μ L	二抗, 可用于Western Blot、ELISA和免疫组化检测
CW0103S	Goat Anti-Rabbit IgG, HRP Conjugated 山羊抗兔IgG (H+L), HRP	100 μ L	二抗, 可用于Western Blot、ELISA和免疫组化检测



让每一个生命健康有为
上海证券交易所上市公司 (688426.SH)



江苏康为世纪生物科技股份有限公司
4006-222-360 (免费电话)
service@cwbiotech.com
www.cwbio.com