



RNase-Free Water

Cat.No. CW0612

产品简介

本品是经0.1% DEPC（焦碳酸二乙酯）处理，高温高压灭菌后的去离子水。经检测确认本品不含核酸酶。本品可用于RNA沉淀溶解，含有RNA的各类反转录及PCR反应体系配制。

保存条件

室温 (10-30°C)

产品内容

Component	CW0612M 100 mL
RNase-Free Water	100 mL

注意事项

请保持实验室区域洁净，使用时避免核酸酶污染。用量较少时建议分装保存、使用。

适用范围

适用于分子生物学相关实验。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途