



Anti GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody

抗GFP标签鼠单克隆抗体

目录号：CW0086S (20 μ L)
CW0086M (100 μ L)

保存条件：-20°C以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0086S 20 μ L	CW0086M 100 μ L
Volume	20 μ L	100 μ L

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/mL

免疫原 人工合成多肽

克隆号 5F2

产品简介

GFP或其突变体EGFP(enhanced green fluorescent protein)与目的蛋白融合表达常用于检测目的蛋白的表达和分布。该抗体特异识别GFP以及EGFP、YFP、EYFP、CFP等一些突变体。

应用范围


Western Blot 1: 500-2000

ELISA 1: 200-20000

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗；
- 2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



GFP标签蛋白
抗GFP标签鼠单克隆抗体检测表达GFP融合蛋白
(69 kD) 的稳定转染细胞总蛋白样品Western Blot结果

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其它用途