



Antibody Diluent

一抗稀释液

目录号：CW0133S (20 mL)

保存条件：2-8℃

产品内容

Component	CW0133S 20 mL
Antibody Diluent	20 mL

产品简介

本稀释液适用于免疫组织化学、免疫印迹等实验中一抗的稀释。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分,有效增加了稀释后抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的一抗可在2-8℃环境下稳定保存半年以上(抗体终浓度极低的工作液稳定期将会缩短)。本产品不适用于Biotin标记抗体、HRP/AP等酶标记抗体稀释。

注意事项

1. 本产品含有5%正常山羊血清。
2. 产品含防腐剂，请带手套小心操作。
3. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

使用方法

请按照所需的稀释比例来使用本稀释液。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途