



Anti c-Myc Mouse Monoclonal Antibody

抗c-Myc标签鼠单克隆抗体

目录号：CW0299S (20 μ L)
CW0299M (100 μ L)

保存条件：-20 $^{\circ}$ C以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0299S	CW0299M
Volume	20 μ L	100 μ L

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/mL

免疫原 人工合成c-myc第410-419位多肽序列 (EQKLISEEDL)

克隆号 4C4

产品简介

该抗体可高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的c-Myc标签, 而不受邻近氨基酸组成的影响, 可用于检测各种表达载体表达的c-Myc Tag融合蛋白。

应用范围

Western Blot	1: 500-5,000
ELISA	1 : 200-20,000

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗；
- 2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途