



Goat Anti-Mouse IgG, HRP Conjugated 山羊抗小鼠IgG (H+L), HRP

目录号：CW0102S (100 μ L)

保存条件：-20°C

产品内容

Component	CW0102S 100 μ L
Volume	100 μ L

免疫原 小鼠IgG

缓冲液 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

稳定剂 15 mg/mL BSA (不含IgG和蛋白酶)

防腐剂 无 (叠氮钠是HRP抑制剂, 抗体稀释液中请避免使用叠氮钠作为防腐剂)

产品简介

HRP (Horseradish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶，可以催化DAB、TMB等底物显色或催化ECL等化学发光试剂产生化学反应而发光。本产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的山羊抗体，特异识别小鼠IgG重链和轻链，检测灵敏度高，本底低，对其他种属IgG无明显交叉反应，可用于Western Blot、ELISA和免疫组化检测。

应用范围

Western Blot	1: 2,000-10,000
ELISA	1: 2,000-20,000
Immunohistochemistry	1: 100-200

注意事项

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及任何其他用途