



## Anti GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody

### 抗GST标签鼠单克隆抗体

目录号：CW0084S (20  $\mu$ L)  
CW0084M (100  $\mu$ L)

保存条件：-20 $^{\circ}$ C以下长期保存

#### 产品内容

|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| Catalog no. | CW0084S    | CW0084M     |
| Volume      | 20 $\mu$ L | 100 $\mu$ L |

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/mL

免疫原 人工合成多肽

克隆号 5A5

产品简介

该抗体为高纯度的鼠单克隆抗体，与GST结构域具有高亲和性，可灵敏特异地检测各种GST编码载体表达的GST-Tag融合蛋白。

应用范围

Western Blot     1: 500-5,000

ELISA     1: 200-20,000

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗；
- 2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其它用途