



Anti β -Actin Mouse Monoclonal Antibody

抗 β -Actin鼠单克隆抗体

目录号：CW0264S (20 μ L)
CW0264M (100 μ L)

保存条件：-20°C以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0264S	CW0264M
Volume	20 μ L	100 μ L

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/mL

免疫原 全长Actin蛋白

克隆号 6D1

产品简介

Actin是细胞骨架的主要成分, 广泛表达于真核细胞。目前发现Actin至少存在6种异构体形式。Actin已经在各种物种的细胞中发现, 并且在免疫原性及物理特征上都比较相似, 具有高度保守性, 在细胞中的表达相对稳定, 因此它常被用于校正系统的内参。本抗体经常作为各种模式生物如拟南芥, 水稻等的内参。

应用种属 拟南芥, 水稻, 斑马鱼, 果蝇, 秀丽线虫, 酿酒酵母

应用范围

Western Blot 1: 500-5,000

ELISA (需摸索最佳稀释度)

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗;
- 2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其他用途