



Anti GAPDH Mouse Monoclonal Antibody

抗GAPDH鼠单克隆抗体

目录号：CW0100S (20 μ L)
CW0100M (100 μ L)

保存条件：-20°C以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0100S	CW0100M
Volume	20 μ L	100 μ L

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG

抗体浓度 1 mg/mL

免疫原 纯化的GAPDH蛋白

克隆号 1C4

产品简介

GAPDH (甘油醛-3-磷酸脱氢酶) 是参与糖酵解的一种关键酶, 由4个36kDa的亚基组成。除参与糖酵解外, 有证据表明哺乳动物细胞中的GAPDH参与了多种胞内生化过程, 包括膜融合 (membrane fusion)、微管成束 (microtubule bundling)、磷酸转移酶 (phosphotransferase) 激活、核内RNA出核、DNA复制与DNA修复等。GAPDH蛋白几乎在所有组织中都高水平表达, 常用于Western Blot检测中校正系统的内参。


应用范围

Western Blot 1: 500-5,000

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗;
- 2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其他用途