



Anti β -Actin Mouse Monoclonal Antibody

抗 β -Actin鼠单克隆抗体

目录号：CW0096S (20 μ L)
CW0096M (100 μ L)

保存条件：-20°C以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0096S	CW0096M
Volume	20 μ L	100 μ L

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG_{2b}

抗体浓度 0.5 mg/mL

免疫原 β -Actin N末端多肽

克隆号 3E8

产品简介

β -Actin是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质成分,也是肌肉细丝及细胞骨架微丝的主要成分。具有收缩功能,分布广泛,分子量为43 kDa,具有高度保守性,在细胞中的表达相对稳定,因此它常被用于校正系统的内参。

应用种属

人,大鼠,小鼠,兔,猪,鸡,绵羊

应用范围

Western Blot 1: 500-5,000

注意事项

1. β -Actin在心肌和肾脏细胞中表达低,不适用于心肌或肾脏细胞表达水平的参照;
2. 本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗;
3. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途