



版本号：06/2024

## Anti V5 Mouse Monoclonal Antibody

### 抗V5标签鼠单克隆抗体

目录号：CW0094S (20  $\mu$ L)  
CW0094M (100  $\mu$ L)

保存条件：-20°C以下长期保存

#### 产品内容

|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| Catalog no. | CW0094S    | CW0094M     |
| Volume      | 20 $\mu$ L | 100 $\mu$ L |

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG

抗体浓度 1 mg/mL

免疫原 人工合成多肽 (GKPIPPLLGLDST)

克隆号 2A5

## 产品简介

V5标签是从猿病毒5 (SV5) 副粘病毒P蛋白和V蛋白中分离得到的由14个氨基酸残基组成的多肽。该抗体高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的V5标签, 不受邻近氨基酸组成的影响, 可用于检测各种表达载体表达的V5-Tag融合蛋白。

## 应用范围


Western Blot     1: 500-5,000

ELISA        1: 1,000-10,000

## 注意事项

- 1. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗;
- 2. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。

## 实验图例



本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其它用途