

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 01/2021

Anti β-Actin Mouse Monoclonal Antibody 抗β-Actin鼠单克隆抗体

目录号: CW0264S (20 µl)

CW0264M (100 µI)

保存条件: -20℃以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0264S	CW0264M
Volume	20 µl	100 µl

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/ml

免疫原 全长Actin蛋白

克隆号 6D1

产品简介

Actin是细胞骨架的主要成分,广泛表达于真核细胞。目前发现Actin至少存在6种异构体形式。Actin已经在各种物种的细胞中发现,并且在在免疫原性及物理特征上都比较相似,具有高度保守性,在细胞中的表达相对稳定,因此它常被用于校正系统的内参。本抗体经常作为各种模式生物如拟南芥,水稻等的内参。

应用种属 拟南芥,水稻,斑马鱼,果蝇,秀丽线虫,酿酒酵母

应用范围

Western Blot 1: 500-5,000

ELISA (需摸索最佳稀释度)

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗;
- 2. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途

技术支持: service@cwbiotech.com 网址: www.cwbio.com