

分子诊断原料、仪器



产品优势

- **卓越的产品性能**：品质优秀，性能稳定
- **灵活的合作模式**：批量供应；OEM大包装供应；
一对一开发服务；试剂盒合作开发
- **规模化生产**：自主研发、生产、销售；自动化生产线

PCR

核酸提取

qPCR

标准品

NGS

目录号	名称	规格	目录价
普通PCR			
CW0680S		500 U	¥78
CW0680M	Taq DNA Polymerase	2500 U	¥298
CW0680L		10000 U	¥798
CW0682S		1 ml	¥48
CW0682M	2×Taq MasterMix (Dye)	5 ml	¥168
CW0682L		25 ml	¥558
CW0688S	Es Taq DNA Polymerase	500 U	¥148
CW0690S		1 ml	¥68
CW0690M	2×Es Taq MasterMix (Dye)	5 ml	¥198
CW0690L		25 ml	¥698
高保真PCR			
CW2848S		100 U	¥298
CW2848M	Super Pfx DNA Polymerase	500 U	¥1198
CW2965S		1 ml	¥258
CW2965M	2×Super Pfx MasterMix	5 ml	¥998
高特异性PCR			
CW0938S		500 U	¥358
CW0938M	GoldStar DNA Polymerase	2500 U	¥1438
CW0939M		5 ml	¥558
CW0939L	2×GoldStar MasterMix	5×5 ml	¥2198
CW0654S	GoldStar Best DNA Polymerase	500 U	¥458
CW0656M		5 ml	¥638
CW0656L	2×GoldStar Best MasterMix	5×5 ml	¥2498
CW2977S		500 U	¥558
CW2977M	FastPrime DNA Polymerase	2500 U	¥2198
CW3007S		1 ml	¥88
CW3007M	2×Flash Hot Start MasterMix (Dye)	5 ml	¥258
CW3007L		25 ml	¥998
快速逆转录PCR			
CW2019S		20 rxns	¥198
CW2019M	EasyQuick RT MasterMix	200 rxns	¥1498
荧光定量PCR (染料法)			
CW0957M	UltraSYBR Mixture	5 ml	¥598
荧光定量PCR (探针法)			
CW0932M	GoldStar Probe Mixture	5 ml	¥598
CW2627M	Fast Probe Mixture	5 ml	¥598
CW2997M	OmniProbe Mixture	5 ml	¥1698

目录号	名称	规格	目录价
防污染PCR			
CW0951S	Uracil-N-Glycosylase (UNG)	200 U	¥198
CW0951M		1000 U	¥798
多重PCR			
CW2696S	Super Multiplex PCR Mix	1 ml	¥298
CW2634M	Multiplex PCR MasterMix (UNG)	5 ml	¥798
直接扩增PCR			
CW2666S	Blood Direct PCR Kit	50 µl×40 rxns	¥398
CW2666M		50 µl×200 rxns	¥1758
CW3010S	Omni Sample Direct PCR Kit	100 rxns	¥698
CW3010M		500 rxns	¥2998
CW0749M	mTaq DNA Polymerase	2500 U	¥4998
等温扩增PCR			
CW2713S	Bst DNA Polymerase, Large Fragment	800 U	¥198
CW2713M		4000 U	¥898
NGS建库			
CW2648S	HiFi PCR Mix for NGS	1 ml	¥298
CW2648M		5 ml	¥1298
CW2672S	T4 DNA Polymerase (3U/ul)	150 U	¥198
CW2672M		750 U	¥898
CW2671S	T4 Polynucleotide Kinase (10U/ul)	500 U	¥198
CW2671M		2500 U	¥898
CW2701S	T4 DNA Ligase	750 U	¥458
CW2701M		3000 U	¥1498
CW2117S	Klenow Fragment (3'-5' exo-) (50 U/µl)	1000 U	¥848
CW2119S		200 U	¥188
CW2119M		1000 U	¥848
CW2818S	Phi29 DNA Polymerase	250 U	¥298
CW2818M		1250 U	¥1358
CW2837S	RNase H	600 U	¥258
CW2608S	HotVent exo- DNA Polymerase	200 U	¥398
CW2608M		1000 U	¥1598

我们可提供所有原料酶的冻干粉！

目录号	名称	规格	目录价
KRAS基因			
CW2760S	KRAS基因G12A标准品 (35G>C)	1 µg	¥458
CW2761S	KRAS基因G12V标准品 (35G>T)	1 µg	¥458
CW2762S	KRAS基因G12R标准品 (34G>C)	1 µg	¥458
CW2763S	KRAS基因G12C标准品 (34G>T)	1 µg	¥458
CW2764S	KRAS基因G12S标准品 (34G>A)	1 µg	¥458
CW2765S	KRAS基因G12D标准品 (35G>A)	1 µg	¥458
CW2766S	KRAS基因G13D标准品 (38G>A)	1 µg	¥458
EGFR基因			
CW2768S	EGFR基因S768I标准品 (2303G>T)	1 µg	¥458
CW2769S	EGFR基因T790M标准品 (2369C>T)	1 µg	¥458
CW2770S	EGFR基因L861Q标准品 (2582T>A)	1 µg	¥458
CW2771S	EGFR基因L858R标准品 (2573T>G)	1 µg	¥458
CW2772S	EGFR基因G719A标准品 (2156G>C)	1 µg	¥458
CW2773S	EGFR基因G719C标准品 (2155G>T)	1 µg	¥458
CW2774S	EGFR基因G719S标准品 (2155G>A)	1 µg	¥458
CW2775S	EGFR基因E746_A750del标准品 (c.2235_2249del)	1 µg	¥458
CW2776S	EGFR基因E746_A750del标准品 (c.2236_2250del)	1 µg	¥458
CW2777S	EGFR基因E746_T751>I标准品 (c.2235_2252delinsAAT)	1 µg	¥458
CW2778S	EGFR基因L747_T751del标准品 (c.2239_2253del)	1 µg	¥458
CW2779S	EGFR基因L747_P753>Q标准品 (c.2239_2258delinsCA)	1 µg	¥458
CW2780S	EGFR基因E746_S752>D标准品 (c.2238_2255del)	1 µg	¥458
CW2781S	EGFR基因L747_T751>S标准品 (c.2240_2251del)	1 µg	¥458
CW2782S	EGFR基因L747_T751>P标准品 (c.2239_2251delinsC)	1 µg	¥458
CW2783S	EGFR基因L747_T751>Q标准品 (c.2238_2252delinsGCA)	1 µg	¥458
CW2784S	EGFR基因L747_S752del标准品 (c.2239_2256del)	1 µg	¥458
CW2785S	EGFR基因L747_P753>S标准品 (c.2240_2257del)	1 µg	¥458
CW2786S	EGFR基因E746_T751>A标准品 (c.2237_2251del)	1 µg	¥458
CW2787S	EGFR基因E746_S752>V标准品 (c.2237_2255delinsT)	1 µg	¥458
CW2788S	EGFR基因E746_T751del标准品 (c.2236_2253del)	1 µg	¥458
CW2789S	EGFR基因E746_S752>A标准品 (c.2237_2254del)	1 µg	¥458
CW2790S	EGFR基因L747_E749del标准品 (c.2239_2247del)	1 µg	¥458
CW2791S	EGFR基因L747_A750>P标准品 (c.2238_2248delinsGC)	1 µg	¥458
CW2792S	EGFR基因L747_A750>P标准品 (c.2239_2248delinsC)	1 µg	¥458
CW2793S	EGFR基因H773_V774 insH标准品 (c.2319-2320insCAC)	1 µg	¥458
CW2794S	EGFR基因D770_N771 insG标准品 (c.2310-2311insGGT)	1 µg	¥458


目录号	名称	规格	目录价
NRAS基因			
CW2795S	NRAS基因G12C标准品 (34G>T)	1 μg	¥458
CW2796S	NRAS基因G12S标准品 (34G>A)	1 μg	¥458
CW2797S	NRAS基因G12V标准品 (35G>T)	1 μg	¥458
CW2798S	NRAS基因G12D标准品 (35G>A)	1 μg	¥458
CW2799S	NRAS基因G13R标准品 (37G>C)	1 μg	¥458
CW2800S	NRAS基因Q61K标准品 (181C>A)	1 μg	¥458
CW2801S	NRAS基因Q61L标准品 (182A>T)	1 μg	¥458
CW2802S	NRAS基因Q61R标准品 (182A>G)	1 μg	¥458
CW2803S	NRAS基因Q61H标准品 (183A>T)	1 μg	¥458
PIK3CA基因			
CW2981S	PIK3CA基因E542K标准品 (1624G>A)	1 μg	¥458
CW2982S	PIK3CA基因E545K标准品 (1633G>A)	1 μg	¥458
CW2983S	PIK3CA基因E545V标准品 (1634A>T)	1 μg	¥458
CW2984S	PIK3CA基因E545G标准品 (1634A>G)	1 μg	¥458
CW2985S	PIK3CA基因E545A标准品 (1634A>C)	1 μg	¥458
CW2986S	PIK3CA基因E545D1标准品 (1635G>C)	1 μg	¥458
CW2987S	PIK3CA基因E545D2标准品 (1635G>T)	1 μg	¥458
CW2988S	PIK3CA基因H1047R标准品 (3140A>G)	1 μg	¥458
CW2989S	PIK3CA基因H1047L标准品 (3140A>T)	1 μg	¥458
BRAF基因			
CW2767S	BRAF基因V600E标准品 (1799T>A)	1 μg	¥458
CW2990S	BRAF 基因V600K标准品 (1798_1799GT>AA)	1 μg	¥458
CW2991S	BRAF 基因V600R标准品 (1798_1799GT>AG)	1 μg	¥458
CW2992S	BRAF 基因V600D1标准品 (1799_1800TG>AT)	1 μg	¥458
CW2993S	BRAF 基因V600D2标准品 (1799_1800TG>AC)	1 μg	¥458
甲基化相关			
CW2804S	Septin9基因标准品	1 μg	¥458
野生型基因			
CW2972S	KRAS基因野生型基因标准品	5 μg	¥518
CW2975S	EGFR基因野生型基因标准品	5 μg	¥518

目录号	名称	规格	目录价	提取方式
血液				
CW2361S	磁珠法血液DNA提取试剂盒	96 preps	¥998	磁珠法手提/高通量
CW2503S	磁珠法血液DNA提取试剂盒	96 preps	¥1298	磁珠法手提/高通量
血片				
CW2504S	磁珠法血片DNA提取试剂盒	96 preps	¥1298	磁珠法手提/高通量
唾液				
CW2506S	磁珠法唾液DNA提取试剂盒	96 preps	¥1298	磁珠法手提/高通量
口腔拭子				
CW2507S	磁珠法口腔拭子DNA提取试剂盒	96 preps	¥1298	磁珠法手提/高通量
组织				
CW2516S	磁珠法组织DNA提取试剂盒	96 preps	¥1298	磁珠法手提/高通量
固定组织				
CW2558S	磁珠法固定组织DNA提取试剂盒	96 preps	¥2498	磁珠法手提/高通量
CW2646S	新型固定组织基因组DNA提取试剂盒	50 preps	¥498	离心柱法
粪便				
CW2556S	磁珠法粪便DNA提取试剂盒	96 preps	¥1698	磁珠法手提/高通量
植物				
CW2528S	磁珠法植物DNA提取试剂盒	96 preps	¥1398	磁珠法手提/高通量
CW0553S	植物基因组DNA提取试剂盒	50 preps	¥398	离心柱法
CW0553M		200 preps	¥1258	
血清/血浆				
CW2560S	磁珠法游离DNA大量提取试剂盒	48 preps	¥2398	磁珠法手提/高通量, 大体积
CW2522S	磁珠法游离DNA提取试剂盒	96 preps	¥1998	磁珠法手提, 小体积
CW2612S	游离DNA中量提取试剂盒 (负压法)	10 preps	¥798	离心柱法, 高通量, 大体积
CW2612M		50 preps	¥2998	
CW2603S	游离DNA小量提取试剂盒 (0.1-1ml)	50 preps	¥698	离心柱法



CWE800 8通道全自动核酸提取仪

- **专利技术**：自旋转搅拌专利技术，提取效果好，纯度高。
- **携带方便**：便携式，让您走到哪用到哪。
- **简单操作**：不须搭配手册即可上手操作。




CWE2100 32通道全自动核酸提取仪

- **操控简便**：无需外接电脑，实时动画显示运行情况。
- **防污染**：具备紫外消毒功能，杜绝微生物污染。
- **温控精准**：单排升降温，可在2 min内实现20°C-90°C快速升降温。
- **结果可靠**：先进的尖端充磁技术，提高磁珠回收率，实现核酸高得率、高纯度。



CWE9600 96通道全自动核酸提取仪

- **高效率**：自旋转搅拌专利技术，提取效果好，纯度高。
- **防污染**：预防气溶胶带来的交叉污染。
- **直观的操作界面**：触摸界面，简单易操作，直观显示实验进程。



CWE2400 24通道全自动核酸提取仪

- **高效率**：自旋转搅拌专利技术，提取效果好，纯度高。
- **防污染**：预防气溶胶带来的交叉污染。
- **宽泛的操作体积**：单孔操作体积50 ul – 10 ml。
- **直观的操作界面**：触摸界面，简单易操作，直观显示实验进程。

关于康为



康为世纪成立于2007年，是一家立足于生命科学领域有自主知识产权的国家高新技术企业。主要从事生物试剂的研发与生产，为全球基因检测、体外诊断用户提供创新型生物产品。

康为世纪累计投资上亿元，拥有近20000平米的研发、生产及办公场地，康为生产车间已通过药品检验所检测，达到GB/T16292-2010、GB/T16294-2010标准，可满足三类体外诊断试剂的生产要求。质量管理体系通过ISO 9001:2005和ISO13485认证。

产品线包括医疗样本核酸采集与保护剂、磁珠法核酸提取试剂、PCR及荧光定量PCR试剂、二代测序建库试剂及原料、标准品等。



康为世纪生物科技有限公司

地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号，102206

网址：www.cwbiotech.com

技术支持：4006-222-360（免费电话）

服务邮箱：service@cwbiotech.com



康为世纪
公众微信
更多精彩
更多惊喜