

心动 开学季

开学促销放心囤
不满意随时退货

精选产品，组团价到
现在买，省更多
更有精美礼品赠送！

* 活动时间：即日起至2019年9月30日 17:00
活动详情请咨询当地业务员



PCR扩增系列



2×Es Taq MasterMix (Dye)

CW0690H

Es Taq是一款**适用于普通PCR**的扩增预混液，独创的Mix配方使整个反应体系非常稳定，实现高效率扩增，同时兼具保真性和长片段扩增，轻松应对各类模板。



2×Super Pfx MasterMix

CW2965M

Pfx是一款**高保真、长片段、快速扩增**的PCR预混体系，具有超强扩增力，能够完成高GC、长片段、粗提复杂模板的高效扩增。



HiFiScript gDNA Removal RT MasterMix

CW2020M

HiFiScript是一款**高效、稳定、快速**的去基因组逆转录Mix，新颖突变位点显著提高逆转录效率，同时Mix混合液省去加样烦恼，有效避免RNA降解，让逆转录实验So Easy。



UltraSYBR Mixture (Low ROX)

CW2601H

UltraSYBR是一款适用于SYBRGreen法荧光定量PCR扩增的Mix，采用化学修饰的热启动酶，完美兼容**高特异性和高扩增效率**，同时具有**高灵敏度**，可精确定量低拷贝目的基因。



目录号	名称	规格	价格	买二赠一
PCR				
CW0690H	2×Es Taq MasterMix (Dye)	40 ml	¥ 1298	
CW2965M	2×Super Pfx MasterMix	5 ml	¥ 998	
荧光定量PCR				
CW2601H	UltraSYBR Mixture (Low ROX)	40 ml	¥ 3998	
逆转录				
CW2020M	HiFiScript gDNA Removal RT MasterMix	100 rxns	¥ 1598	

克隆系列

目录号	名称	规格	价格	买二赠一
CW3034S	One Step Seamless Cloning Mix	20 rxns	¥ 998	

核酸提取系列



NuClean Plant Genomic DNA Kit

CW0531M

新型植物提取试剂盒含有**独特的缓冲系统**,适用于各种**新鲜或冻存植物组织**,最大限度去除植物组织中的杂质,可获得高纯度、高质量的基因组DNA。



Universal Genomic DNA Kit

CW2298M

通用型提取试剂盒可从**各种样品**中提取长达**50kb**的基因组DNA,优化的缓冲体系使裂解液中的DNA高效特异的结合到吸附柱上,获得**高纯度DNA**。



PurePlasmid Mini Kit

CW0500M

高纯度质粒小提采用**独特的硅基质膜吸附技术和试剂配方**,高效专一的结合溶液中的质粒DNA,并最大限度的去除蛋白质、基因组、RNA和其他杂质,最高可获得**30 μg**的质粒DNA。



GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit

CW2104M

金牌无内毒素大提采用**特殊的缓冲液系统和除内毒素过滤器**,有效去除内毒素、基因组DNA、RNA、蛋白等杂质,每次可处理100-300 ml菌液,获得多至**2 mg转染级质粒DNA**。



目录号	名称	规格	价格	买二赠一
基因组DNA提取				
CW0531M	NuClean Plant Genomic DNA Kit	200 preps	¥ 1258	
CW2298M	Universal Genomic DNA Kit	200 preps	¥ 1298	
质粒提取				
CW0500M	PurePlasmid Mini Kit	200 preps	¥ 498	
CW2104M	GoldHi EndoFree Plasmid Maxi Kit	10 preps	¥ 698	

蛋白系列

目录号	名称	规格	价格	买二赠一
CW0014S	BCA Protein Assay Kit	500 preps	¥ 298	
CW0022S	SDS-PAGE Gel Kit	40-60 gels	¥ 358	

RNA提取系列



CW0581M

Ultrapure RNA Kit

超纯RNA提取可从**不同样品**中快速提取总RNA, 每次可处理**30-50 mg 组织**或**5 × 10⁶细胞**; 并通过吸附柱高效专一的结合溶液中的RNA, 除去蛋白质、无机盐离子及有机杂质等, 获得**高纯度**的RNA。



CW2598S

OminiPlant RNA Kit (DNase I)

全能型植物RNA提取含有**独特的裂解液配方**, 同时采用硅基质膜吸附RNA进行纯化, 可用于从**多糖多酚**含量丰富的植物中获得**高质量、高纯度**的RNA。



CW0592S

RNAstore

RNA样本保存液是一种新型的**RNA稳定试剂**, 可迅速渗入组织保护RNA。经保护的RNA在37°C下可保存2天, **18-25°C保存7天**, 2-8°C保存4周, 可**代替液氮和干冰**进行室温保存和长途运输样本。



目录号	名称	规格	价格
RNA提取			
CW0581S	Ultrapure RNA Kit	50 preps	¥ 598
CW0581M		200 preps	¥ 1898
CW2598S	OminiPlant RNA Kit (DNase I)	50 preps	¥ 798
DNA/RNA保存液			
CW0592S	RNAstore	100 ml	¥ 298

康为世纪生物科技有限公司

地址: 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号, 102206

网址: www.cwbiotech.com

技术支持: 4006-222-360 (免费电话)

服务邮箱: service@cwbiotech.com



康为世纪
公众微信
更多精彩
更多惊喜