



Anti GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody

抗GST标签鼠单克隆抗体

目录号： CW0084S (20 μ l)
CW0084M (100 μ l)

保存条件： -20 $^{\circ}$ C 以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0084S	CW0084M
Volume	20 μ l	100 μ l

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/ml

免疫原 人工合成多肽

克隆号 5A5

产品简介

该抗体为高纯度的鼠单克隆抗体，与GST结构域具有高亲和性，可灵敏特异地检测各种GST编码载体表达的GST-Tag融合蛋白。

应用范围

Western Blot 1: 500-5,000

ELISA 1: 200-20,000

注意事项

1. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗；
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



← GST标签蛋白 抗GST标签鼠单克隆抗体检测融合表达GST-Tag蛋白
(47kD) 全菌裂解液Western Blot结果

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途