



Anti Flag-Tag Mouse Monoclonal Antibody

抗Flag标签鼠单克隆抗体

目录号： CW0287S (20 μ l)
CW0287M (100 μ l)

保存条件： -20 $^{\circ}$ C以下长期保存

产品内容

Catalog no.	CW0287S	CW0287M
Volume	20 μ l	100 μ l

抗体类型 鼠单克隆抗体IgG
抗体浓度 0.5 mg/ml
免疫原 人工合成多肽 (DYKDDDDK)
克隆号 F-tag-01

产品简介

该抗体高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的Flag标签,而不受邻近氨基酸组成的影响,可用于检测各种表达载体表达的Flag-Tag融合蛋白。

应用范围

Western Blot 1: 500-5,000
Immunoprecipitation 1: 50-200
IF/ICC、ELISA (需摸索最佳稀释度)

注意事项

1. 本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗;
2. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度。

实验图例



← Flag标签蛋白

抗Flag标签鼠单克隆抗体检测融合表达
Flag-Tag蛋白(50kD)全菌裂解液Western Blot结果

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途