



EGFR G719A Reference Standard (2156G>C)

EGFR基因G719A标准品(2156G>C)

目录号：CW2772S (1 µg)

保存条件：-70°C保存。

产品内容

Component	CW2772S
EGFR G719A Reference Standard (2156G>C)	1 µg 1 µg (10 ng/µl)

产品简介

EGFR基因G719A标准品(2156G>C)可作为标准物质用于EGFR基因G719A的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA，以人类基因组DNA为背景，混合阳性G719A突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/µl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。