

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 01/2021

# Anti c-Myc Mouse Monoclonal Antibody 抗c-Myc标签鼠单克隆抗体

目录号: CW0299S (20 µl)

CW0299M (100 µI)

保存条件: -20℃以下长期保存

### 产品内容

Catalog no.	CW0299S	CW0299M
Volume	20 µl	100 µl



抗体类型 鼠单克隆抗体IgG1

抗体浓度 1 mg/ml

**免疫原** 人工合成c-myc第410-419位多肽序列(EQKLISEEDL)

**克隆号** 4C4

#### 产品简介

该抗体可高度特异识别重组蛋白C末端或N末端的c-Myc标签,而不受邻近氨基酸组成的影响,可用于检测各种表达载体表达的c-Myc Tag融合蛋白。


#### 应用范围

Western Blot 1: 500-5,000 ELISA 1: 200-20,000

#### 注意事项

- 1. 本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗;
- 2. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度。

## 实验图例



抗c-Myc标签鼠单克隆抗体检测融合表达 c-Myc Tag蛋白(50kD)全菌裂解液Western Blot结果

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途

技术支持: service@cwbiotech.com

网址: www.cwbio.com