



Protease Inhibitor Cocktail (100×) 蛋白酶抑制剂混合物 (100×)

目录号：CW2200S (1 ml)

保存条件：-20℃

产品内容

Component	CW2200S
	1 ml
Protease Inhibitor Cocktail(100×)	1 ml

注意事项

1. 蛋白酶抑制剂严重损害呼吸道粘膜、眼睛及皮肤，吸入、吞进或通过皮肤吸收后有致命危险。
2. 操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。

操作步骤

取出实验所需蛋白抽提试剂进行预冷，按照1:99比例加入Protease Inhibitor Cocktail（例如990 μ l抽提试剂中加入10 μ l Protease Inhibitor Cocktail），使其在抽提试剂中成1 \times 工作液。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途