



KRAS G12D Reference Standard (35G>A)

KRAS基因G12D标准品(35G>A)

目录号：CW2765S (1 μg)

保存条件：-70°C保存。

产品内容

Component	CW2765S 1 μg
KRAS G12D Reference Standard (35G>A)	1 μg (10 ng/μl)

产品简介

KRAS基因G12D标准品(35G>A)可作为标准物质用于KRAS基因G12D的定性检测以及质量控制。本品来源于特定细胞培养后提取的基因组DNA，采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/μl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。