



# Proteinase K

目录号：CW2572M (100 mg)  
CW2572L (1 g)

保存条件：室温 (15-30°C)

## 产品内容

Component	CW2572M	CW2572L
	100 mg	1 g
Proteinase K	100 mg	1 g

## 产品简介

Proteinase K (蛋白酶K) 是一种以丝氨酸为活性中心的枯草类蛋白酶，具有广泛的底物特异性，特别优先分解与疏水性氨基酸、含硫氨基酸、芳香族氨基酸的C末端邻接的酯键和肽键。可在多种不同盐、变性剂、去污剂、pH值和温度条件下起到进行分解蛋白的作用。在提取DNA和RNA的缓冲液中具有很高的活性，主要用于DNA、RNA制备过程中蛋白的消化。